

## 第五章 采购需求

### 第三包：病毒灭活柜

- 1、适用于对已添加亚甲蓝的袋装血浆进行光照病毒灭活处理。
- # 2、设备操作简单，可一键式启动，提高工作效率。
- # 3、可定时开机，提前预冷，提高工作效率。
- 4、工作环境条件：温度：10℃～40℃。
- 5、制备数量：35-40 袋。
- 6、单柜灭活有效时间：≥30 分钟。
- 7、控制方式：PLC 控制。
- 8、柜内温度均匀度：2～8℃。
- 9、噪音：≤70 分贝。
- 10、安全功能：计时、报警、独立超温报警。
- 11、光源：30W 荧光灯。
- 12、柜门关闭，灭活柜正常开机后，6 组灯管启动，每层光照度可控及显示。
- 13、每层光照度：30000～40000Lx，摇摆小车摆动幅度为 50mm±10mm；摆动频率：60±5 次/分。
- 14、显示设定单元：液晶触摸屏。
- 15、额定功率≤3500VA，电源 AC 220V，50HZ。
- 16、该设备需与中心现有血液病毒灭活耗材配套使用。
- # 17、冷凝水可自动蒸发，无须接管或人工倾倒。
- 18、医用血浆病毒灭活柜采用血液安全管理软件，实现操作人员、设备状态及配套用耗材的监控，实现信息记录及追溯。
- 19、制备过程条码扫描系统采用无线扫描枪（USB 模拟串口），全过程简单易操作。
- # 20、制备过程中操作节点具有不同声音提示功能。