

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号
1.1	附表一：智能雾化治疗系统		智能雾化治疗系统，1套	智能雾化治疗系统（智能雾化桌），1套	通用B型
1.2	附表一：智能雾化治疗系统		1. 雾化桌	雾化桌	通用B型
1.3	附表一：智能雾化治疗系统		1.1. 桌体材质：人造板；	桌体材质：人造板	通用B型
1.4	附表一：智能雾化治疗系统		1.2 单个桌体尺寸：长 60-80cm\宽 50-65cm\高 110-125cm；	单个桌体尺寸：长 60-80cm\宽 50-65cm\高 110-125cm；	通用B型
1.5	附表一：智能雾化治疗系统		1.3 卡位 ≥ 5 个，可单独放置。	卡位 5 个，可单独放置。	通用B型
1.6	附表一：智能雾化治疗系统		2. 视频播放器	视频播放器	通用B型
1.	附表		2.1 屏幕：全彩屏，显示屏 ≥ 15 寸，分	屏幕：全彩屏，显示屏 15 寸，通	

7	一：智能雾化治疗系统		分辨率：≥1280×800	分辨率：1280×800	用B型						
1.8	附表一：智能雾化治疗系统		2.2 功能：可调节音量大小、切换视频。	功能：可调节音量大小、切换视频。	通用B型						
1.9	附表一：智能雾化治疗系统		3. 内置医用雾化机	内置医用雾化机	通用B型						
1.10	附表一：智能雾化治疗系统		3.1 工作压力范围：0.1MPa~0.15MPa；	工作压力范围：0.1MPa~0.15MPa；	通用B型						
1.11	附表一：智能雾化治疗系统		3.2 功率：≤80W	功率：≤80W	通用B型						
1.12	附表一：智能雾化治疗系统		3.3 噪音：≤60Db	噪音：≤60Db	通用B型						
1.13	附表一：智能雾化治疗系统		3.4 气体流量：≥6L/min；	气体流量：≥6L/min；	通用B型						
1.14	附表一：智能雾化	★	4. 每套配置必须至少包含以下内容：	<table><tr><td>名称</td><td>数量</td></tr><tr><td>智能雾化桌</td><td>1 套</td></tr><tr><td>医用雾化机</td><td>5 台</td></tr></table>	名称	数量	智能雾化桌	1 套	医用雾化机	5 台	通用B型
名称	数量										
智能雾化桌	1 套										
医用雾化机	5 台										

	化治疗系统		1	智能雾化桌系统	1	套		雾化面罩	5 套				
			2	医用雾化机	5	台		说明书、合格证	1 份				
			3	雾化面罩	5	个							
			4	说明书、合格证	1	份							
2.1	附表二：婴儿辐射保暖台		婴儿辐射保暖台，1 套					婴儿辐射保暖台，1 套		HKN-90			
2.2	附表二：婴儿辐射保暖台		1. 适用范围：通过输出电磁光谱红外范围的直接辐射热量来保持新生儿以及婴儿的热平衡。					通过输出电磁光谱红外范围的直接辐射热量来保持新生儿以及婴儿的热平衡		HKN-90			
2.3	附表二：婴儿辐射保暖台		2. 具有包括但不限于：预热、手控、肤温三种温度控制模式。					预热、手控、肤温三种温度控制模式		HKN-90			
2.4	附表二：婴儿辐射保暖台		3. 设置温度与皮肤温度分屏显示。					设置温度与皮肤温度分屏显示		HKN-90			
2.5	附表二：婴儿辐射保暖台		4. 肤温控温范围：32℃~37.5℃，肤温显示范围：5℃~65℃；					肤温控温范围：32℃~37.5℃，肤温显示范围：5℃~65℃；		HKN-90			
2.6	附表二：婴儿辐射保暖台		5. 控温精度：≤0.5℃；					控温精度：≤0.5℃；		HKN-90			
2.7	附表二：婴儿辐射保暖台		6. 床面温度均匀性：≤2℃；					床面温度均匀性：≤2℃；		HKN-90			
2.8	附表二：婴儿辐射		7. 具有 APGAR 评分计时功能；运行至不同范围时有声光提示。					具有 APGAR 评分计时功能；运行至 50"~1"、4' 50"~5'、9' 50"~10' 时发出声光提示		HKN-90			

	射保 暖台							
2. 9	附表 二: 婴 儿 辐 射 保 暖 台		8. 具有独立的超温保护系统。	具有独立的超温保护系统	HKN -90			
2. 10	附表 二: 婴 儿 辐 射 保 暖 台		9. 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调。	辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调	HKN -90			
2. 11	附表 二: 婴 儿 辐 射 保 暖 台		10. 辐射箱水平角度: 0°、30°、60°等双向转动。	辐射箱水平角度: 0°、30°、60°等双向转动	HKN -90			
2. 12	附表 二: 婴 儿 辐 射 保 暖 台		11. 婴儿床倾斜角度: 前后倾斜共≥五档可调。	婴儿床倾斜角度: 前后倾斜共五档可调。	HKN -90			
2. 13	附表 二: 婴 儿 辐 射 保 暖 台		12. 婴儿床四周的有机玻璃挡板可拆卸。	婴儿床四周的有机玻璃挡板可拆卸	HKN -90			
2. 14	附表 二: 婴 儿 辐 射 保 暖 台		13. 具有自检功能, 多种故障报警提示; 故障报警: 断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。	具有自检功能, 多种故障报警提示; 故障报警: 断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等	HKN -90			
2. 15	附表 二: 婴 儿 辐 射 保 暖 台		14. 前面板具有温度校正功能。	前面板具有温度校正功能	HKN -90			
2. 16	附表 二: 婴 儿 辐 射 保 暖 台		15. 具有肤温传感器脱落报警提示功能。	具有肤温传感器脱落报警提示功能	HKN -90			
2. 17	附表 二: 婴		16. 具有数据储存功能。	具有数据储存功能	HKN -90			

	儿 辐 射 保 暖台																																																																																					
2. 18	附 表 二: 婴 儿 辐 射 保 暖台		17. 皮肤温度传感器精度: ±0.2℃内。		皮肤温度传感器精度: ±0.2℃内	HKN -90																																																																																
2. 19	附 表 二: 婴 儿 辐 射 保 暖台		18. 输入功率: ≤600VA。		输入功率: ≤600VA	HKN -90																																																																																
2. 20	附 表 二: 婴 儿 辐 射 保 暖台	★	19. 每套配置必须至少包含以下内容: <table><tr><td>序 号</td><td>货 物 名 称</td><td>数 量</td><td>单 位</td></tr><tr><td>1</td><td>辐射箱(包括上立柱和控制仪)</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>2</td><td>机架(包括脚轮、下立柱和婴儿床)</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>3</td><td>皮肤温度传感器</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>4</td><td>输液架</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>5</td><td>床垫(内附挡板4块)</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>6</td><td>床体撑板</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>7</td><td>电源线</td><td>1</td><td>条</td></tr><tr><td>8</td><td>熔丝管</td><td>2</td><td>个</td></tr><tr><td>9</td><td>记录显示板</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>10</td><td>单患者使用皮肤温度传感器</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>11</td><td>托盘</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>12</td><td>说明书、合格证</td><td>1</td><td>份</td></tr></table>	序 号	货 物 名 称	数 量	单 位	1	辐射箱(包括上立柱和控制仪)	1	套	2	机架(包括脚轮、下立柱和婴儿床)	1	套	3	皮肤温度传感器	1	个	4	输液架	1	个	5	床垫(内附挡板4块)	1	套	6	床体撑板	1	个	7	电源线	1	条	8	熔丝管	2	个	9	记录显示板	1	个	10	单患者使用皮肤温度传感器	1	个	11	托盘	1	个	12	说明书、合格证	1	份	<table><tr><td>名 称</td><td>数 量</td></tr><tr><td>辐射箱(包括上立柱和控制仪)</td><td>1 套</td></tr><tr><td>机架(包括脚轮、下立柱和婴儿床)</td><td>1 套</td></tr><tr><td>皮肤温度传感器</td><td>1 个</td></tr><tr><td>输液架</td><td>1 个</td></tr><tr><td>床垫</td><td>1 套</td></tr><tr><td>床体撑板</td><td>1 个</td></tr><tr><td>电源线</td><td>1 条</td></tr><tr><td>熔丝管</td><td>2 个</td></tr><tr><td>记录显示板</td><td>1 个</td></tr><tr><td>单患者使用皮肤温度传感器</td><td>1 个</td></tr><tr><td>托盘</td><td>1 个</td></tr><tr><td>说明书、合格证</td><td>1 份</td></tr></table>	名 称	数 量	辐射箱(包括上立柱和控制仪)	1 套	机架(包括脚轮、下立柱和婴儿床)	1 套	皮肤温度传感器	1 个	输液架	1 个	床垫	1 套	床体撑板	1 个	电源线	1 条	熔丝管	2 个	记录显示板	1 个	单患者使用皮肤温度传感器	1 个	托盘	1 个	说明书、合格证	1 份	HKN -90			
序 号	货 物 名 称	数 量	单 位																																																																																			
1	辐射箱(包括上立柱和控制仪)	1	套																																																																																			
2	机架(包括脚轮、下立柱和婴儿床)	1	套																																																																																			
3	皮肤温度传感器	1	个																																																																																			
4	输液架	1	个																																																																																			
5	床垫(内附挡板4块)	1	套																																																																																			
6	床体撑板	1	个																																																																																			
7	电源线	1	条																																																																																			
8	熔丝管	2	个																																																																																			
9	记录显示板	1	个																																																																																			
10	单患者使用皮肤温度传感器	1	个																																																																																			
11	托盘	1	个																																																																																			
12	说明书、合格证	1	份																																																																																			
名 称	数 量																																																																																					
辐射箱(包括上立柱和控制仪)	1 套																																																																																					
机架(包括脚轮、下立柱和婴儿床)	1 套																																																																																					
皮肤温度传感器	1 个																																																																																					
输液架	1 个																																																																																					
床垫	1 套																																																																																					
床体撑板	1 个																																																																																					
电源线	1 条																																																																																					
熔丝管	2 个																																																																																					
记录显示板	1 个																																																																																					
单患者使用皮肤温度传感器	1 个																																																																																					
托盘	1 个																																																																																					
说明书、合格证	1 份																																																																																					
3. 1	附表 三: 双 道注 射泵		双道注射泵, 2 台		注射泵双道, 2 台	MS3 6																																																																																
3. 2	附 表 三: 双 道 注 射泵		1. 触摸液晶屏: ≥4 寸		触摸液晶屏: 4 寸	MS3 6																																																																																
3. 3	附表 三: 双 道注		2. 注射器规格: 包括但不限于: 2ml、2.5ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml 等;		注射器规格: 2ml、2.5ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml	MS3 6																																																																																

	射泵							
3.4	附表三:双道注射泵		3. 注射模式: $\geq$ 九种, 速度模式, 药物库模式, 体重模式, 梯度模式, 序列模式, 首剂量模式, 间歇模式, 微量模式, 中继模式;	注射模式: 九种, 速度模式, 药物库模式, 体重模式, 梯度模式, 序列模式, 首剂量模式, 间歇模式, 微量模式, 中继模式;	MS36			
3.5	附表三:双道注射泵		4. 注射精度: $\pm 1.5\%$ 。	注射精度: $\pm 1.5\%$	MS36			
3.6	附表三:双道注射泵		5. 具有 AB 两个通道注射泵, 可实现两个通道间的中继输液;	具有 AB 两个通道注射泵, 可实现两个通道间的中继输液;	MS36			
3.7	附表三:双道注射泵		6. 全量程位置检测, 可自动识别注射器产品、规格、剩余量等;	全量程位置检测, 可自动识别注射器产品、规格、剩余量等;	MS36			
3.8	附表三:双道注射泵		7. 具有快推/丸剂功能, 支持手动、自动双模式;	快推/丸剂功能, 支持手动、自动双模式;	MS36			
3.9	附表三:双道注射泵		8. 报警功能: 注射器安装错误报警、输注阻塞报警、注射器排空报警、输注完成报警、推头安装错误报警、电池耗竭报警、电池/网电同时断开报警、电机故障报警、推柄位置错误报警、电池故障报警、进入 LVO 报警、KVO 结束报警、待机结束报警、通信故障报警、遗忘操作报警、电池电量低报警、输注即将完成报警、注射器排空报警、无外部电源报警; 声光报警, 档位可调;	报警功能: 注射器安装错误报警、输注阻塞报警、注射器排空报警、输注完成报警、推头安装错误报警、电池耗竭报警、电池/网电同时断开报警、电机故障报警、推柄位置错误报警、电池故障报警、进入 LVO 报警、KVO 结束报警、待机结束报警、通信故障报警、遗忘操作报警、电池电量低报警、输注即将完成报警、注射器排空报警、无外部电源报警; 声光报警, 档位可调;	MS36			
3.10	附表三:双道注射泵		9. 具有锁屏功能, 防止意外更改;	具有锁屏功能, 防止意外更改;	MS36			
3.11	附表三:双道注射泵		10. 两种 KVO 模式: 定速、变速;	两种 KVO 模式: 定速、变速;	MS36			
3.	附表		11. 暂时消除报警声和定时恢复报警声	暂时消除报警声和定时恢复报	MS3			

12	三:双道注射泵	功能;	警声功能;	6	
3.13	附表三:双道注射泵	12. 日志可显示设备输注状态及报警等信息;	日志可显示设备输注状态及报警等信息;	MS36	
3.14	附表三:双道注射泵	13. 内置电池,可直接显示电池剩余量;	内置电池,可直接显示电池剩余量;	MS36	
3.15	附表三:双道注射泵	14. 外置电源适配器,避免安全隐患;	外置电源适配器,避免安全隐患;	MS36	
3.16	附表三:双道注射泵	15 药库模式:对药物剂量上下限自动检查;	药库模式:对药物剂量上下限自动检查;	MS36	
3.17	附表三:双道注射泵	16. 注射管路出现阻塞后,可释放阻塞后管路中的压力;	注射管路出现阻塞后,可释放阻塞后管路中的压力;	MS36	
3.18	附表三:双道注射泵	17. 注射器产品:内置 ≥ 6 种注射器产品,可自定义 ≥ 10 种;	注射器产品:内置6种注射器产品,可自定义10种;	MS36	
3.19	附表三:双道注射泵	18. 注射量预置范围:0.01~9999.99ml,以0.01ml步进;	注射量预置范围:0.01~9999.99ml,以0.01ml步进;	MS36	
3.20	附表三:双道注射泵	19. 注射速度设定范围:0.01~2100ml/h,以0.01/h步进;	注射速度设定范围:0.01~2100ml/h,以0.01/h步进;	MS36	
3.21	附表三:双道注射泵	20. 时间设定范围:00h00min00s~99h59min59s,以1s步进。	时间设定范围:00h00min00s~99h59min59s,以1s步进。	MS36	
3.22	附表三:双道注射泵	21. 排气流速(丸剂流速):1ml/h~2100ml/h连续可调,以1ml/h步进。	排气流速(丸剂流速):1ml/h~2100ml/h连续可调,以1ml/h步进。	MS36	
3.	附表	22. KVO 速率:0.10ml/h~5.00ml/h,以	KVO 速率:0.10ml/h~	MS3	

23	三：双道注射泵		0.01mL/h 步进。	5.00mL/h, 以 0.01mL/h 步进。	6																														
3.24	附表三：双道注射泵		23. 电池工作时间：电池充满后可连续运行超过 4 小时。	电池工作时间：电池充满后可连续运行超过 4 小时。	MS36																														
3.25	附表三：双道注射泵	★	24. 每套配置必须至少包含以下内容： <table><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>注射泵主机</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>固定夹</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>3</td><td>电源线</td><td>1</td><td>条</td></tr><tr><td>4</td><td>说明书、合格证</td><td>1</td><td>份</td></tr></table>	序号	货物名称	数量	单位	1	注射泵主机	1	台	2	固定夹	1	个	3	电源线	1	条	4	说明书、合格证	1	份	<table><tr><th>名称</th><th>数量</th></tr><tr><td>注射泵主机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>固定夹</td><td>1 个</td></tr><tr><td>电源线</td><td>1 条</td></tr><tr><td>说明书、合格证</td><td>1 份</td></tr></table>	名称	数量	注射泵主机	1 台	固定夹	1 个	电源线	1 条	说明书、合格证	1 份	MS36
序号	货物名称	数量	单位																																
1	注射泵主机	1	台																																
2	固定夹	1	个																																
3	电源线	1	条																																
4	说明书、合格证	1	份																																
名称	数量																																		
注射泵主机	1 台																																		
固定夹	1 个																																		
电源线	1 条																																		
说明书、合格证	1 份																																		
4.1	附表四：医用灌注泵		医用灌注泵，1 台	医用灌注泵（腔镜灌注泵），1 台	QB-1																														
4.2	附表四：医用灌注泵		1. 电源：交流 220V、50Hz；	电源：交流 220V、50Hz；	QB-1																														
4.3	附表四：医用灌注泵		2. 输入功率：≤90VA；	输入功率：90VA；	QB-1																														
4.4	附表四：医用灌注泵		3. 压力调节步长：≥1mmHg；	压力调节步长：1mmHg；	QB-1																														
4.5	附表四：医用灌注泵		4. 流量调节步长：≥0.1L/min；	流量调节步长：0.1L/min；	QB-1																														
4.6	附表四：医用灌注泵		5. 运行方式：间歇加载连续运行；	运行方式：间歇加载连续运行；	QB-1																														

4.7	附表四:医用灌注泵		6. 为控制压力精确, 主机只需要具有正压灌注功能, 不需要集成负压吸引功能;	为控制压力精确, 主机只需要具有正压灌注功能, 不需要集成负压吸引功能;	QB-1																										
4.8	附表四:医用灌注泵		7. 设定压力范围:15mmHg-400mmHg 范围内;	设定压力范围:15mmHg-400mmHg 范围内;	QB-1																										
4.9	附表四:医用灌注泵		8. 流量设定范围:0.1-1L/min 范围内;	流量设定范围:0.1-1L/min 范围内;	QB-1																										
4.10	附表四:医用灌注泵	▲	9. 配套传感输液器可耐受高温高压、低温等离子、环氧乙烷等多种消毒灭菌方式。	配套传感输液器可耐受高温高压、低温等离子、环氧乙烷等多种消毒灭菌方式。	QB-1																										
4.11	附表四:医用灌注泵	★	10. 每套配置必须至少包含以下内容: <table><tr><td>序号</td><td>货物名称</td><td>数量</td><td>单位</td></tr><tr><td>1</td><td>灌注泵主机</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>传感输液器</td><td>10</td><td>条</td></tr><tr><td>3</td><td>说明书、合格证</td><td>1</td><td>份</td></tr></table>	序号	货物名称	数量	单位	1	灌注泵主机	1	台	2	传感输液器	10	条	3	说明书、合格证	1	份	<table><tr><td>名称</td><td>数量</td></tr><tr><td>灌注泵主机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>传感输液器</td><td>10 条</td></tr><tr><td>说明书、合格证</td><td>1 份</td></tr></table>	名称	数量	灌注泵主机	1 台	传感输液器	10 条	说明书、合格证	1 份	QB-1		
序号	货物名称	数量	单位																												
1	灌注泵主机	1	台																												
2	传感输液器	10	条																												
3	说明书、合格证	1	份																												
名称	数量																														
灌注泵主机	1 台																														
传感输液器	10 条																														
说明书、合格证	1 份																														
5.1	附表五:喂养泵		喂养泵, 5 台	喂养泵 (肠内营养泵), 5 台	Link-06-1																										
5.2	附表五:喂养泵		1. 喂养模式: 可连续或间断输送营养液这 2 种模式;	喂养模式: 可连续或间断输送营养液	Link-06-1																										
5.3	附表五:喂养泵		2. 输注模式: 蠕动运转模式;	输注模式: 蠕动运转模式;	Link-06-1																										
5.4	附表五:喂养泵		3. 液晶显示加温、供电、设置参数图标;	液晶显示加温、供电、设置参数图标	Link-06-1																										
5.5	附表五:喂养泵		4. 输液速度设定范围: 0~1000ml/h, 最小步进 1ml/h, 误差应不超过±10%;	输液速度设定范围: 0~1000ml/h, 最小步进 1ml/h, 误差应不超过±5%;	Link-06-1																										
5.6	附表五:喂养泵		5 输液量设定范围: 0~9999ml (最小步进 1ml), 误差应不超过±10%;	输液量设定范围: 0~9999ml (最小步进 1ml), 误差应不超过±10%;	Link-06-1																										

5.7	附表五：喂养泵		6. 输液量累计显示功能：输液累计总量为 0~9999ml；	输液量累计显示功能：输液累计总量为 0~9999ml；	Lin k-0 6-1				
5.8	附表五：喂养泵		7. 加热器温度设置：范围：35° C~40° C（步进 1° C），误差为±3° C；	加热器温度设置：范围：35° C~40° C（步进 1° C），误差为±3° C；	Lin k-0 6-1				
5.9	附表五：喂养泵	▲	7.1 加热器弱电供电，加热器连接线不小于 160cm，可远距离加热；	加热器弱电供电，加热器连接线不小于 160cm，可远距离加热；	Lin k-0 6-1				
5.10	附表五：喂养泵		8. 报警音量设置和显示功能：设置范围包括但不限于：低、中、高三档，设定音量可显示。	报警音量设置和显示功能：设置范围包括但不限于：低、中、高三档，设定音量可显示。	Lin k-0 6-1				
5.11	附表五：喂养泵		9. 记忆功能：有参数设置记忆功能，可翻看查询。	9. 记忆功能：有参数设置记忆功能，可翻看查询。	Lin k-0 6-1				
5.12	附表五：喂养泵		10. 预灌注功能：可自动或手动预灌注。	预灌注功能：可自动或手动预灌注。	Lin k-0 6-1				
5.13	附表五：喂养泵		11. 语言选择功能：显示界面可选择中英文两种语言。	语言选择功能：显示界面可选择中英文两种语言。	Lin k-0 6-1				
5.14	附表五：喂养泵		12. 清除总量功能：当累计输液量大于等于输液任务值时，可按键清除累计输液量。	清除总量功能：当累计输液量大于等于输液任务值时，可按键清除累计输液量。	Lin k-0 6-1				
5.15	附表五：喂养泵		13. 报警功能：堵管或空管报警、加热器故障报警、转子故障报警、任务完成报警、暂停超时报警、电池低电量报警、电源线脱落报警、自动预灌注完成报警、电池耗尽报警、系统错误报警	报警功能：堵管或空管报警、加热器故障报警、转子故障报警、任务完成报警、暂停超时报警、电池低电量报警、电源线脱落报警、自动预灌注完成报警、电池耗尽报警、系统错误报警	Lin k-0 6-1				
5.16	附表五：喂养泵		14. 蓄电池续航能力：蓄电池充满电量后，能保证营养泵在输液速度为 25ml/h 的条件下，持续运行 24 个小时或以上。	. 蓄电池续航能力：蓄电池充满电量后，能保证营养泵在输液速度为 25ml/h 的条件下，持续运行 24 个小时或以上。	Lin k-0 6-1				
5.17	附表五：喂养泵		15. 时钟功能：可显示时间。	时钟功能：可显示时间。	Lin k-0 6-1				
5.18	附表五：喂养泵		16. 节能功能：输液过程中，可执行节能模式，关闭屏幕，营养泵正常运行，按任意键唤醒，不影响正常输液设置。	节能功能：输液过程中，可执行节能模式，关闭屏幕，营养泵正常运行，按任意键唤醒，不影响正常输液设置。	Lin k-0 6-1				
5.19	附表五：喂养泵	★	17. 每套配置必须至少包含以下内容：	<table><tr><td>名称</td><td>数量</td></tr><tr><td>主机</td><td>1 台</td></tr></table>	名称	数量	主机	1 台	Lin k-0 6-1
名称	数量								
主机	1 台								

			序号	货物名称	数量	单位		电源适配器	1 个			
			1	主机	1	台		加温器	1 个			
			2	电源适配器	1	个		说明书、合格证	1 份			
			3	加温器	1	个						
			4	说明书、合格证	1	份						
6.1	附表六：推注泵		推注泵，7 台					注射泵，7 台		MS3 3 和 MS3 6		
6.2	附表六：推注泵		(一) 推主泵一单泵，3 台					注射泵单道，3 台		MS3 3		
6.3	附表六：推注泵		1. 屏幕：≥4 寸高清液晶屏；					屏幕：4 寸高清液晶屏；		MS3 3		
6.4	附表六：推注泵		2. 注射器产品：内置≥5 种注射器产品，可自定义产品≥10 种；					注射器产品：内置 8 种注射器产品，可自定义产品 10 种；		MS3 3		
6.5	附表六：推注泵		3. 注射器规格：包括但不限于以下规格 2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml 等；					注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；		MS3 3		
6.6	附表六：推注泵		4. 注射模式：包括但不限于以下模式，速度模式、药物库模式、首剂量模式、微量模式、体重模式、梯度模式、序列模式、间歇模式等；					注射模式：速度模式、药物库模式、首剂量模式、微量模式、体重模式、梯度模式、序列模式、间歇模式等；		MS3 3		
6.6	附表六：推注泵		5. 注射量预置范围：0.01~9999.99ml，以 0.01ml 步进；					注射量预置范围：0.01~9999.99ml，以 0.01ml 步进；		MS3 3		
6.7	附表六：推注泵		6. 注射速度设定范围：0.01-2100mL/h，以 0.01/h 步进；					注射速度设定范围：0.01-2100mL/h，以 0.01/h 步进；		MS3 3		
6.8	附表六：推注泵		7. 注射精度：±1.5%；					注射精度：±1.5%；		MS3 3		
6.9	附表六：推注泵		8. 时间设定范围：00:00:00-99:59:59，以 1s 步进；					时间设定范围：00:00:00-99:59:59，以 1s 步进；		MS3 3		

6.10	附表六:推注泵	9. 智能用药系统: 内置智能用药系统;	智能用药系统: 内置智能用药系统;	MS3 3	
6.11	附表六:推注泵	10. 信息传输: 支持 Wi-Fi、HL7、有线;	信息传输: 支持 Wi-Fi、HL7、有线;	MS3 3	
6.12	附表六:推注泵	11. 排气速度、丸剂速度: 1-2100ml/h;	排气速度、丸剂速度: 1-2100ml/h;	MS3 3	
6.13	附表六:推注泵	12. 两种 KVO 模式: 定速、变速, 0.1mL/h ~5mL/h, 以 0.01mL/h 步进;	两种 KVO 模式: 定速、变速, 0.1mL/h~5mL/h, 以 0.01mL/h 步进;	MS3 3	
6.14	附表六:推注泵	13. 报警功能: 包括但不限于注射器安装错误报警、输注阻塞报警、注射器排空报警、输注完成报警、推头安装错误报警、电池耗尽报警、电池/网电同时断开报警、电机故障报警、推柄位置错误报警、电池故障报警、进入 KVO 报警、KVO 结束报警、待机结束报警、通信故障报警、遗忘操作报警、电池电量低报警、输注即将完成报警、注射器排空报警、无外部电源报警等功能;	报警功能: 注射器安装错误报警、输注阻塞报警、注射器排空报警、输注完成报警、推头安装错误报警、电池耗尽报警、电池/网电同时断开报警、电机故障报警、推柄位置错误报警、电池故障报警、进入 KVO 报警、KVO 结束报警、待机结束报警、通信故障报警、遗忘操作报警、电池电量低报警、输注即将完成报警、注射器排空报警、无外部电源报警等功能;	MS3 3	
6.15	附表六:推注泵	14. 电池工作时间: 电池充满后可连续运行 ≥8 小时。	电池工作时间: 电池充满后可连续运行超过 8 小时	MS3 3	
6.16	附表六:推注泵	(二) 推主泵--双泵, 4 台	注射泵双道, 4 台	MS3 6	
6.17	附表六:推注泵	1. 触摸液晶屏: ≥4 寸	触摸液晶屏: 4 寸	MS3 6	
6.18	附表六:推注泵	2. 注射器规格: 包括但不限于: 2ml、2.5ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml 等;	注射器规格: 2ml、2.5ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml	MS3 6	
6.19	附表六:推注泵	3. 注射模式: ≥九种, 速度模式, 药物库模式, 体重模式, 梯度模式, 序列模式, 首剂量模式, 间歇模式, 微量模式, 中继模式;	注射模式: 九种, 速度模式, 药物库模式, 体重模式, 梯度模式, 序列模式, 首剂量模式, 间歇模式, 微量模式, 中继模式;	MS3 6	
6.20	附表六:推注泵	4. 注射精度: ±1.5%。	注射精度: ±1.5%。	MS3 6	

6.21	附表六:推注泵	5. 具有 AB 两个通道注射泵, 可实现两个通道间的中继输液;	具有 AB 两个通道注射泵, 可实现两个通道间的中继输液;	MS3 6
6.22	附表六:推注泵	6. 全量程位置检测, 可自动识别注射器产品、规格、剩余量等;	全量程位置检测, 可自动识别注射器产品、规格、剩余量等;	MS3 6
6.23	附表六:推注泵	7. 具有快推/丸剂功能, 支持手动、自动双模式;	快推/丸剂功能, 支持手动、自动双模式;	MS3 6
6.24	附表六:推注泵	8. 报警功能: 包括但不限于注射器安装错误报警、输注阻塞报警、注射器排空报警、输注完成报警、推头安装错误报警、电池耗竭报警、电池/网电同时断开报警、电机故障报警、推柄位置错误报警、电池故障报警、进入 LVO 报警、KVO 结束报警、待机结束报警、通信故障报警、遗忘操作报警、电池电量低报警、输注即将完成报警、注射器排空报警、无外部电源报警; 声光报警, 档位可调;	报警功能: 注射器安装错误报警、输注阻塞报警、注射器排空报警、输注完成报警、推头安装错误报警、电池耗竭报警、电池/网电同时断开报警、电机故障报警、推柄位置错误报警、电池故障报警、进入 LVO 报警、KVO 结束报警、待机结束报警、通信故障报警、遗忘操作报警、电池电量低报警、输注即将完成报警、注射器排空报警、无外部电源报警; 声光报警, 档位可调;	MS3 6
6.25	附表六:推注泵	9. 具有锁屏功能, 防止意外更改;	具有锁屏功能, 防止意外更改;	MS3 6
6.26	附表六:推注泵	10. 两种 KVO 模式: 定速、变速;	两种 KVO 模式: 定速、变速;	MS3 6
6.27	附表六:推注泵	11. 具有暂时消除报警声和定时恢复报警声功能;	暂时消除报警声和定时恢复报警声功能;	MS3 6
6.28	附表六:推注泵	12. 日志可显示设备输注状态及报警等信息;	日志可显示设备输注状态及报警等信息;	MS3 6
6.29	附表六:推注泵	13. 内置电池, 可直接显示电池剩余量;	内置电池, 可直接显示电池剩余量;	MS3 6
6.30	附表六:推注泵	14. 外置电源适配器, 避免安全隐患;	外置电源适配器, 避免安全隐患;	MS3 6
6.31	附表六:推注泵	15 药库模式: 对药物剂量上下限自动检查;	药库模式: 对药物剂量上下限自动检查;	MS3 6

6.32	附表六:推注泵		16.注射管路出现阻塞后,可释放阻塞后管路中的压力;	注射管路出现阻塞后,可释放阻塞后管路中的压力;	MS3 6																																				
6.33	附表六:推注泵		17.注射器产品:内置≥6种注射器产品,可自定义≥10种;	注射器产品:内置6种注射器产品,可自定义10种;	MS3 6																																				
6.34	附表六:推注泵		18.注射量预置范围:0.01~9999.99ml,以0.01ml步进;	注射量预置范围:0.01~9999.99ml,以0.01ml步进;	MS3 6																																				
6.35	附表六:推注泵		19.注射速度设定范围:0.01-2100ml/h,以0.01/h步进;	注射速度设定范围:0.01-2100ml/h,以0.01/h步进;	MS3 6																																				
6.36	附表六:推注泵		20.时间设定范围:00h00min00s~99h59min59s,以1s步进。	时间设定范围:00h00min00s~99h59min59s,以1s步进。	MS3 6																																				
6.37	附表六:推注泵		21.排气流速(丸剂流速):1ml/h~2100ml/h连续可调,以1ml/h步进。	排气流速(丸剂流速):1ml/h~2100ml/h连续可调,以1ml/h步进。	MS3 6																																				
6.38	附表六:推注泵		22.KVO速率:0.10ml/h~5.00ml/h,以0.01ml/h步进。	KVO速率:0.10ml/h~5.00ml/h,以0.01ml/h步进。	MS3 6																																				
6.39	附表六:推注泵		23.电池工作时间:电池充满后可连续运行≥4小时。	电池工作时间:电池充满后可连续运行超过4小时。	MS3 6																																				
6.40	附表六:推注泵	★	(三)每套配置必须至少包含以下内容: <table><tr><td>序号</td><td>货物名称</td><td>数量</td><td>单位</td></tr><tr><td>1</td><td>注射泵</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>电源适配器</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>3</td><td>固定夹</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>4</td><td>使用手册</td><td>1</td><td>份</td></tr><tr><td>5</td><td>说明书、合格证</td><td>1</td><td>份</td></tr></table>	序号	货物名称	数量	单位	1	注射泵	1	台	2	电源适配器	1	个	3	固定夹	1	个	4	使用手册	1	份	5	说明书、合格证	1	份	<table><tr><td>名称</td><td>数量</td></tr><tr><td>注射泵</td><td>1台</td></tr><tr><td>电源适配器</td><td>1个</td></tr><tr><td>固定夹</td><td>1个</td></tr><tr><td>使用手册</td><td>1份</td></tr><tr><td>说明书、合格证</td><td>1份</td></tr></table>	名称	数量	注射泵	1台	电源适配器	1个	固定夹	1个	使用手册	1份	说明书、合格证	1份	MS3 6
序号	货物名称	数量	单位																																						
1	注射泵	1	台																																						
2	电源适配器	1	个																																						
3	固定夹	1	个																																						
4	使用手册	1	份																																						
5	说明书、合格证	1	份																																						
名称	数量																																								
注射泵	1台																																								
电源适配器	1个																																								
固定夹	1个																																								
使用手册	1份																																								
说明书、合格证	1份																																								
7.1	附表七:输液泵	▲	输液泵,10台	输液泵10台	150 0																																				
7.2	附表七:输液泵	▲	1.输液精度:±4%。	输液精度:±4%	150 0																																				

7.3	附表七: 输液泵	2. ≥ 4.3 寸触摸液晶屏;	4. 3 寸触摸液晶屏;	1500	
7.4	附表七: 输液泵	3. 输液流速设定范围: 0.01~2000.00mL/h, 以 0.01mL/h 步进;	输液流速设定范围: 0.01~2000.00mL/h, 以 0.01mL/h 步进;	1500	
7.5	附表七: 输液泵	4. 输液量预置范围: 0~9999.99mL, 以 0.01mL 步进;	输液量预置范围: 0~9999.99mL, 以 0.01mL 步进;	1500	
7.6	附表七: 输液泵	5. 排气流速: 流速 1mL/h~2000mL/h, 以 1mL/h 步进;	排气流速: 流速 1mL/h~2000mL/h, 以 1mL/h 步进;	1500	
7.7	附表七: 输液泵	6. 丸剂流速/总量: 流速 1mL/h~2000mL/h, 以 1mL/h 步进, 总量 0.10mL~100.00mL, 连续可调, 以 0.01mL 步进。	丸剂流速/总量: 流速 1mL/h~2000mL/h, 以 1mL/h 步进, 总量 0.10mL~100.00mL, 连续可调, 以 0.01mL 步进。	1500	
7.8	附表七: 输液泵	7. 输液器产品: ≥ 5 种市面上常见, 可自定义产品 ≥ 10 种。	输液器产品: 5 种市面上常见, 可自定义产品 10 种。	1500	
7.9	附表七: 输液泵	8. 输液模式: 包括但不限于以下输液模式: 速度模式、药物库模式、首剂量模式、微量模式、体重模式、滴速模式、梯度模式、序列模式、间歇模式;	输液模式: 速度模式、药物库模式、首剂量模式、微量模式、体重模式、滴速模式、梯度模式、序列模式、间歇模式;	1500	
7.10	附表七: 输液泵	9. 报警功能: 具有包括但不限于: 泵门未关闭、管路安装错误、输注阻塞、管路有气泡、输注完成、电池耗尽、电池&网电同时断开、电机故障、通信故障、电池故障、进入 KVO、KVO 结束、待机结束、无外部电源、遗忘操作、电池电量低、输注即将完成等报警功能。	报警功能: 泵门未关闭、管路安装错误、输注阻塞、管路有气泡、输注完成、电池耗尽、电池&网电同时断开、电机故障、通信故障、电池故障、进入 KVO、KVO 结束、待机结束、无外部电源、遗忘操作、电池电量低、输注即将完成等报警功能。	1500	
7.11	附表七: 输液泵	10. 中速下电池工作时间: 电池充满后可连续运行超过 6 小时;	中速下电池工作时间: 电池充满后可连续运行超过 6 小时;	1500	

7.12	附表七: 输液泵		11. 定速 KVO: 流速 0.10mL/h~5.00mL/h, 以 0.01mL/h 步进;	定速 KVO: 流速 0.10mL/h~5.00mL/h, 以 0.01mL/h 步进;	1500																																						
7.13	附表七: 输液泵		12. 时间设定范围: 00:00:00 ~ 99:59:59, 以 1s 步进。	时间设定范围: 00:00:00 ~ 99:59:59, 以 1s 步进。	1500																																						
7.14	附表七: 输液泵	★	13 每套配置必须至少包含以下内容: <table><tr><td>序号</td><td>货物名称</td><td>数量</td><td>单位</td></tr><tr><td>1</td><td>输液泵</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>电源适配器</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>3</td><td>固定夹</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>4</td><td>使用手册</td><td>1</td><td>份</td></tr><tr><td>5</td><td>说明书、合格证</td><td>1</td><td>份</td></tr></table>	序号	货物名称	数量	单位	1	输液泵	1	台	2	电源适配器	1	个	3	固定夹	1	个	4	使用手册	1	份	5	说明书、合格证	1	份	<table><tr><td>名称</td><td>数量</td></tr><tr><td>输液泵</td><td>1 台</td></tr><tr><td>电源适配器</td><td>1 个</td></tr><tr><td>固定夹</td><td>1 个</td></tr><tr><td>使用手册</td><td>1 份</td></tr><tr><td>说明书、合格证</td><td>1 份</td></tr></table>	名称	数量	输液泵	1 台	电源适配器	1 个	固定夹	1 个	使用手册	1 份	说明书、合格证	1 份	1500		
序号	货物名称	数量	单位																																								
1	输液泵	1	台																																								
2	电源适配器	1	个																																								
3	固定夹	1	个																																								
4	使用手册	1	份																																								
5	说明书、合格证	1	份																																								
名称	数量																																										
输液泵	1 台																																										
电源适配器	1 个																																										
固定夹	1 个																																										
使用手册	1 份																																										
说明书、合格证	1 份																																										
8.1	附表八: 医用被服恒温箱		医用被服恒温箱, 1 台	医用被服恒温箱 (多功能保洁柜) 1 台	YTD-600A																																						
8.2	附表八: 医用被服恒温箱		1. 参考容积: ≥430L;	容积: 430L;	YTD-600A																																						
8.3	附表八: 医用被服恒温箱		2. 额定功率: ≥545W;	额定功率: 545W;	YTD-600A																																						
8.4	附表八: 医用被服恒温箱		3. 额定电压: 220V/50Hz;	额定电压: 220V/50Hz	YTD-600A																																						
8.5	附表八: 医		4. 保温温度: 50℃±5℃;	保温温度: 50℃±5℃;	YTD-60																																						

	用被服恒温箱					0A																				
8.6	附表八:医用被服恒温箱		5. 臭氧浓度: $\geq 10\text{mg}/\text{m}^3$;	臭氧浓度: $\geq 10\text{mg}/\text{m}^3$;		YTD -60 0A																				
8.7	附表八:医用被服恒温箱		6. 消毒时间: $\geq 60\text{min}$;	消毒时间: 60min;		YTD -60 0A																				
8.8	附表八:医用被服恒温箱		7. 产品尺寸: 620x540x1810mm(±20mm)。	产品尺寸: 618x545x1810mm		YTD -60 0A																				
8.9	附表八:医用被服恒温箱	★	8. 每套配置必须至少包含以下内容: <table><tr><td>序号</td><td>货物名称</td><td>数量</td><td>单位</td></tr><tr><td>1</td><td>医用被服恒温箱</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>说明书、合格证</td><td>1</td><td>份</td></tr></table>	序号	货物名称	数量	单位	1	医用被服恒温箱	1	台	2	说明书、合格证	1	份	<table><tr><td>名称</td><td>数量</td></tr><tr><td>主机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>说明书、合格证</td><td>1 份</td></tr></table>	名称	数量	主机	1 台	说明书、合格证	1 份		YTD -60 0A		
序号	货物名称	数量	单位																							
1	医用被服恒温箱	1	台																							
2	说明书、合格证	1	份																							
名称	数量																									
主机	1 台																									
说明书、合格证	1 份																									
9.1	附表九:医用吊塔		医用吊塔, 1 套 1. 吊塔抗拉伸强度 $\geq 270\text{N}/\text{mm}^2$ 。表面采用环保抑菌粉末, 可抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌等, 抑菌率 $>99.9\%$ 。	医用吊塔, 1 套 吊塔采用 6 系及以上的高强度铝合金型材, 加工级别达到 T6, 抗拉伸强度 $\geq 270\text{N}/\text{mm}^2$, 表面采用环保抑菌粉末, 可抑制抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌, 抑菌率 $>99.9\%$		D7 Pro																				
9.2	附表九:医用吊塔		2. 箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成, 铝合金模块尺寸长 150mm-200mm, 宽 80mm-120mm, 拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上。	箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成, 铝合金模块尺寸长 150mm-200mm, 宽 80mm-120mm, 拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上(不可安装在整体式钣金上)。		D7 Pro																				

9.3	附表九:医用吊塔		3. 双关节输注一体架支臂工作承重 $\geq 40\text{KG}$, 安全承重通过 ≥ 4 倍工作承重测试。	双关节输注一体架支臂工作承重 $\geq 40\text{KG}$, 安全承重通过 4 倍工作承重测试	D7 Pro					
9.4	附表九:医用吊塔		4. 所有吊塔箱体可旋转角度 ≥ 345 度。	所有吊塔箱体可旋转角度 ≥ 345 度。	D7 Pro					
9.5	附表九:医用吊塔		5. 吊塔基础架负载 $10000\text{N} \cdot \text{m}$ 的作用力持续 10min, 法兰盘水平倾斜角小于 0.6° ;	吊塔基础架负载 $10000\text{N} \cdot \text{m}$ 的作用力持续 10min, 法兰盘水平倾斜角小于 0.6°	D7 Pro					
9.6	附表九:医用吊塔		6. 气体终端插拔次数 ≥ 80000 次, 终端可承受 $\geq 500\text{N}$ 的轴向拉伸力。	气体终端插拔次数 ≥ 80000 次, 终端可承受 $\geq 500\text{N}$ 的轴向拉伸力	D7 Pro					
9.7	附表九:医用吊塔		7. 气源终端相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距 $\geq 60\text{mm}$ 。	气源终端采用 Z 字型交叉排列方式, 相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距 $\geq 60\text{mm}$, 以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉	D7 Pro					
9.8	附表九:医用吊塔		8. 电源采用双排五插插座, 插座于箱体之上倾斜安装, 倾斜角度在 $30^\circ \sim 60^\circ$ 之间。	电源采用双排五插插座, 插座于箱体之上倾斜安装, 倾斜角度在 $30^\circ \sim 60^\circ$ 之间, 便于插拔使用。	D7 Pro					
9.9	附表九:医用吊塔		9. 吊塔工作承重 $\geq 200\text{KG}$, 安全承重通过 ≥ 4 倍工作承重测试。	吊塔工作承重 $\geq 200\text{KG}$, 安全承重通过 4 倍工作承重测试	D7 Pro					
9.10	附表九:医用吊塔		10. 吊塔防尘等级达到 IP3X 或以上; 吊塔外壳防火等级要求达到 UL94-V0。	吊塔防尘等级达到 IP3X 或以上; 吊塔外壳防火等级要求达到 UL94-V0	D7 Pro					
9.11	附表九:医用吊塔		11. 吊塔医用管道在通气状态下承受 $\geq 45\text{KG}$ 重物时, 流速下降不超过 5%。	吊塔医用管道在通气状态下承受 45KG 重物时, 流速下降不超过 5%。	D7 Pro					
9.12	附表九:医用吊塔	▲	12. 吊塔通过 $\geq 250\text{N}$ 的动态冲击力测试, 带电部位不可触及且设备完好。	吊塔通过 250N 的动态冲击力测试, 带电部位不可触及且设备完好。	D7 Pro					
9.13	附表九:医用吊塔	★	13. 每套配置必须至少包含以下内容:	<table><tr><td>名称</td><td>数量</td></tr><tr><td>悬臂结构</td><td>2 个</td></tr></table>	名称	数量	悬臂结构	2 个	D7 Pro	
名称	数量									
悬臂结构	2 个									

	塔		<table><tr><td>1</td><td>悬臂结构</td><td>2</td><td>个</td></tr><tr><td>2</td><td>功能箱体</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>3</td><td>网络终端</td><td>4</td><td>套</td></tr><tr><td>4</td><td>接地</td><td>2</td><td>个</td></tr><tr><td>5</td><td>电源终端</td><td>6</td><td>个</td></tr><tr><td>6</td><td>气源终端</td><td>6</td><td>个</td></tr><tr><td>7</td><td>单托盘</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>8</td><td>带抽屉托盘</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>9</td><td>双关节输液杆</td><td>2</td><td>个</td></tr><tr><td>10</td><td>网篮</td><td>2</td><td>个</td></tr><tr><td>11</td><td>线缆挂架</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>12</td><td>线缆收纳盒</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>13</td><td>机械刹车</td><td>1</td><td>个</td></tr></table>	1	悬臂结构	2	个	2	功能箱体	1	个	3	网络终端	4	套	4	接地	2	个	5	电源终端	6	个	6	气源终端	6	个	7	单托盘	1	个	8	带抽屉托盘	1	个	9	双关节输液杆	2	个	10	网篮	2	个	11	线缆挂架	1	个	12	线缆收纳盒	1	个	13	机械刹车	1	个	<table><tr><td>功能箱体</td><td>1 个</td></tr><tr><td>网络终端</td><td>4 套</td></tr><tr><td>接地</td><td>2 个</td></tr><tr><td>电源终端</td><td>6 个</td></tr><tr><td>气源终端</td><td>6 个</td></tr><tr><td>单托盘</td><td>1 个</td></tr><tr><td>带抽屉托盘</td><td>1 个</td></tr><tr><td>双关节输液杆</td><td>2 个</td></tr><tr><td>网篮</td><td>2 个</td></tr><tr><td>线缆挂架</td><td>1 个</td></tr><tr><td>线缆收纳盒</td><td>1 个</td></tr><tr><td>机械刹车</td><td>1 个</td></tr></table>	功能箱体	1 个	网络终端	4 套	接地	2 个	电源终端	6 个	气源终端	6 个	单托盘	1 个	带抽屉托盘	1 个	双关节输液杆	2 个	网篮	2 个	线缆挂架	1 个	线缆收纳盒	1 个	机械刹车	1 个		
1	悬臂结构	2	个																																																																															
2	功能箱体	1	个																																																																															
3	网络终端	4	套																																																																															
4	接地	2	个																																																																															
5	电源终端	6	个																																																																															
6	气源终端	6	个																																																																															
7	单托盘	1	个																																																																															
8	带抽屉托盘	1	个																																																																															
9	双关节输液杆	2	个																																																																															
10	网篮	2	个																																																																															
11	线缆挂架	1	个																																																																															
12	线缆收纳盒	1	个																																																																															
13	机械刹车	1	个																																																																															
功能箱体	1 个																																																																																	
网络终端	4 套																																																																																	
接地	2 个																																																																																	
电源终端	6 个																																																																																	
气源终端	6 个																																																																																	
单托盘	1 个																																																																																	
带抽屉托盘	1 个																																																																																	
双关节输液杆	2 个																																																																																	
网篮	2 个																																																																																	
线缆挂架	1 个																																																																																	
线缆收纳盒	1 个																																																																																	
机械刹车	1 个																																																																																	
10 .1	附表十: 医用器械干燥柜		医用器械干燥柜, 1 台	医用器械干燥柜(医用干燥柜) 1 台	MDC -50 0XS																																																																													
10 .2	附表十: 医用器械干燥柜		1. 适用于干燥各类手术器械、导管、玻璃制品、精密仪器、湿化瓶等;	适用于干燥各类手术器械、导管、玻璃制品、精密仪器、湿化瓶等;	MDC -50 0XS																																																																													
10 .3	附表十: 医用器械干燥柜		2. 容积: ≥500L;	容积: ≥500L;	MDC -50 0XS																																																																													
10 .4	附表十: 医用器械		3. 材质要求: 外罩采用喷塑处理, 板材厚度≥2mm; 柜体采用优质 304 不锈钢或优于, 板材厚度≥1.2mm;	材质要求: 外罩采用喷塑处理, 板材厚度≥2mm; 柜体采用优质 304 不锈钢或优于, 板材厚度	MDC -50 0XS																																																																													

	械干燥柜			≥1.2mm;			
10.5	附表十: 医用器械干燥柜		4. 电源要求: AC220V, 50Hz, <7kW;	电源要求: AC220V, 50Hz, <7kW;	MDC -50 OXS		
10.6	附表十: 医用器械干燥柜		5. 循环方式: 采用内循环加热系统, 非外循环;	循环方式: 采用内循环加热系统, 非外循环;	MDC -50 OXS		
10.7	附表十: 医用器械干燥柜		6. 舱内高度: ≥1600mm;	舱内高度: ≥1600mm;	MDC -50 OXS		
10.8	附表十: 医用器械干燥柜		7. 密封门材质要求: 门板采用优质 304 不锈钢或优于, 板材厚度≥2mm;	密封门材质要求: 门板采用优质 304 不锈钢或优于, 板材厚度≥2mm;	MDC -50 OXS		
10.9	附表十: 医用器械干燥柜		8. 密封门结构要求: 门体中部采用双层 PC 透明玻璃结构, 通透面积大, 保证可视性同时能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度;	封门结构要求: 门体中部采用双层 PC 透明玻璃结构, 通透面积大, 保证可视性同时能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度;	MDC -50 OXS		
10.10	附表十: 医用器械干燥柜		9. 门密封要求: 双门通道型, 具有双门互锁功能; 采用电磁锁密封, 非电插式;	门密封要求: 双门通道型, 具有双门互锁功能; 采用电磁锁密封, 非电插式;	MDC -50 OXS		
10.11	附表十: 医用器械干燥柜		10. 干燥系统要求: 采用电加热方式, 加热器数量≥7 根, 设备整体加热功率≥4.5kVA;	干燥系统要求: 采用电加热方式, 加热器数量≥7 根, 设备整体加热功率≥4.9kVA;	MDC -50 OXS		
10.12	附表十: 医用器械干燥柜		11. 过热保护: 设备具有加热系统故障检测、保护、报警等功能, 保护阶段, 程序停止运行, 排除故障后, 方可正常使用;	过热保护: 设备具有加热系统故障检测、保护、报警等功能, 保护阶段, 程序停止运行, 排除故障后, 方可正常使用;	MDC -50 OXS		

10 .1 3	附表 十:医 用器 械干 燥柜	12. 控制系统要求: 采用 ≥ 32 位控制器, 具有多个 RS485/232 接口, 方便扩展设备功能;	控制系统要求: 采用 32 位控制器, 具有多个 RS485/232 接口, 方便扩展设备功能;	MDC -50 0XS		
10 .1 4	附表 十:医 用器 械干 燥柜	13. 触摸屏: 液晶显示屏, 具有报警信息显示功能, 按键操作, 一键启动方便快捷, 具有故障自动检测功能;	触摸屏: 液晶显示屏, 具有报警信息显示功能, 按键操作, 一键启动方便快捷, 具有故障自动检测功能;	MDC -50 0XS		
10 .1 5	附表 十:医 用器 械干 燥柜	14. 程序: 内置 ≥ 10 套程序, ≥ 4 套默认程序, 可根据需求自行调节参数。干燥温度设置范围 $40^{\circ}\text{C} \sim 99^{\circ}\text{C}$, 干燥时间设置范围 $1 \sim 999\text{min}$, 各程序参数均可调节;	程序: 内置 ≥ 10 套程序, ≥ 4 套默认程序, 可根据需求自行调节参数。干燥温度设置范围 $40^{\circ}\text{C} \sim 99^{\circ}\text{C}$, 干燥时间设置范围 $1 \sim 999\text{min}$, 各程序参数均可调节;	MDC -50 0XS		
10 .1 6	附表 十:医 用器 械干 燥柜	15. 安装要求: 设备无需外接排风系统或管路;	安装要求: 设备无需外接排风系统或管路;	MDC -50 0XS		
10 .1 7	附表 十:医 用器 械干 燥柜	16. 温度采集: 采用双芯温度采集系统;	温度采集: 采用双芯温度采集系统;	MDC -50 0XS		
10 .1 8	附表 十:医 用器 械干 燥柜	17. 控温精度: 采用 PID 间断式的控温方式, 控温精度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$;	控温精度: 采用 PID 间断式的控温方式, 控温精度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$;	MDC -50 0XS		
10 .1 9	附表 十:医 用器 械干 燥柜	18. 安全保护: 至少包含超温保护、过热保护、风压保护、过载保护等功能;	安全保护: 至少包含超温保护、过热保护、风压保护、过载保护等功能;	MDC -50 0XS		
10 .2 0	附表 十:医 用器 械干 燥柜	19. 待机冷却功能: 程序运行结束后, 若温度过高, 设备自动冷却, 防止烫伤;	待机冷却功能: 程序运行结束后, 若温度过高, 设备自动冷却, 防止烫伤;	MDC -50 0XS		
10 .2 1	附表 十:医 用器	20. 断电记忆功能: 设备断电后可以记忆断电前的运行状态, 恢复供电后继续断电前的程序。	断电记忆功能: 设备断电后可以记忆断电前的运行状态, 恢复供电后继续断电前的程序。	MDC -50 0XS		

	械干燥柜																																																						
10.2.2	附表十：医用器械干燥柜	▲	21. 装载量：一次性可装载≥18个DIN标准器械托盘或≥60根导管或≥35个湿化瓶；	装载量：一次性可装载≥18个DIN标准器械托盘或≥64根导管或≥38个湿化瓶；	MDC-50 OXS																																																		
10.2.3	附表十：医用器械干燥柜	★	22. 每套配置必须至少包含以下内容： <table><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>设备主机</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>格栅</td><td>9</td><td>个</td></tr><tr><td>3</td><td>集水盒</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>4</td><td>器械托盘</td><td>9</td><td>个</td></tr><tr><td>5</td><td>导管干燥架</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>6</td><td>湿化瓶干燥架</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>7</td><td>说明书、合格证</td><td>1</td><td>份</td></tr></table>	序号	货物名称	数量	单位	1	设备主机	1	台	2	格栅	9	个	3	集水盒	1	个	4	器械托盘	9	个	5	导管干燥架	1	个	6	湿化瓶干燥架	1	个	7	说明书、合格证	1	份	<table><tr><th>名称</th><th>数量</th></tr><tr><td>设备主机</td><td>1台</td></tr><tr><td>格栅</td><td>9个</td></tr><tr><td>集水盒</td><td>1个</td></tr><tr><td>器械托盘</td><td>9个</td></tr><tr><td>导管干燥架</td><td>1个</td></tr><tr><td>湿化瓶干燥架</td><td>1个</td></tr><tr><td>说明书、合格证</td><td>1份</td></tr></table>	名称	数量	设备主机	1台	格栅	9个	集水盒	1个	器械托盘	9个	导管干燥架	1个	湿化瓶干燥架	1个	说明书、合格证	1份	MDC-50 OXS		
序号	货物名称	数量	单位																																																				
1	设备主机	1	台																																																				
2	格栅	9	个																																																				
3	集水盒	1	个																																																				
4	器械托盘	9	个																																																				
5	导管干燥架	1	个																																																				
6	湿化瓶干燥架	1	个																																																				
7	说明书、合格证	1	份																																																				
名称	数量																																																						
设备主机	1台																																																						
格栅	9个																																																						
集水盒	1个																																																						
器械托盘	9个																																																						
导管干燥架	1个																																																						
湿化瓶干燥架	1个																																																						
说明书、合格证	1份																																																						
11.1	附表十一：骨髓腔输液系统		骨髓腔输液系统，1台	骨髓腔输液系统（电动骨钻），1台	MD500																																																		
11.2	附表十一：骨髓腔输液系统		1. 尺寸：113mm×118mm×38mm，允差不大于±10%。	尺寸：113mm×118mm×38mm，允差不大于±10%。	MD500																																																		
11.3	附表十一：骨髓腔输液系统		2. 外观：不得有锋棱、毛刺、划痕等缺陷。	外观：不得有锋棱、毛刺、划痕等缺陷。	MD500																																																		
11.4	附表十一：骨髓腔输		3. 空载噪声：≤75dB。	空载噪声：≤75dB。	MD500																																																		

	液系统						
11.5	附表十一：骨髓腔输液系统		4. 径向圆跳动：≤0.1mm。	径向圆跳动：≤0.1mm。	MD500		
11.6	附表十一：骨髓腔输液系统		5. 轴向移动：≤0.5mm。	轴向移动：≤0.5mm。	MD500		
11.7	附表十一：骨髓腔输液系统		6. 表面温度：空载运行 5min, 表面温度≤50℃。	表面温度：空载运行 5min, 表面温度≤50℃。	MD500		
11.8	附表十一：骨髓腔输液系统		7. 过充保护：充电完成后自动停止充电。	过充保护：充电完成后自动停止充电。	MD500		
11.9	附表十一：骨髓腔输液系统		8. 过载保护：使用时穿刺针遇到较大的阻力时，设备停止运行。	过载保护：使用时穿刺针遇到较大的阻力时，设备停止运行。	MD500		
11.10	附表十一：骨髓腔输液系统		9. 刹车功能：松开控制按钮，刹车时间≤1.5s。	刹车功能：松开控制按钮，刹车时间≤1.5s。	MD500		
11.11	附表十一：骨髓腔输液系统		10. 工作指示灯：工作时工作指示灯常亮。不工作时工作指示灯常闭。	工作指示灯：工作时工作指示灯常亮。不工作时工作指示灯常闭。	MD500		

11.1.2	附表十一：骨髓腔输液系统	▲	11. 额定转速：电池满电时，1150r/min，允差不大于±10%。	额定转速：电池满电时，1150r/min，允差不大于±10%。	MD500																														
11.1.3	附表十一：骨髓腔输液系统		12. 输出扭矩：≥0.8N·m。	输出扭矩：≥0.8N·m。	MD500																														
11.1.4	附表十一：骨髓腔输液系统		13. 输出力矩：电动骨钻手机连接穿刺针时，输出力矩应≥0.4N·m。	输出力矩：电动骨钻手机连接穿刺针时，输出力矩应≥0.4N·m。	MD500																														
11.1.5	附表十一：骨髓腔输液系统		14. 夹持力：电动骨钻手机与穿刺针连接的夹持力应≥1N。	夹持力：电动骨钻手机与穿刺针连接的夹持力应≥1N。	MD500																														
11.1.6	附表十一：骨髓腔输液系统		15. 充电保护：电动骨钻在充电状态时停止运行。	充电保护：电动骨钻在充电状态时停止运行	MD500																														
11.1.7	附表十一：骨髓腔输液系统	★	16. 每套配置必须至少包含以下内容： <table><tr><td>序号</td><td>货物名称</td><td>数量</td><td>单位</td></tr><tr><td>1</td><td>骨髓腔输液系统</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>电源充电器</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>3</td><td>控制按钮保护装置</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>4</td><td>说明书、合格证</td><td>1</td><td>份</td></tr></table>	序号	货物名称	数量	单位	1	骨髓腔输液系统	1	台	2	电源充电器	1	个	3	控制按钮保护装置	1	个	4	说明书、合格证	1	份	<table><tr><td>名称</td><td>数量</td></tr><tr><td>电动骨钻手机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>电源充电器</td><td>1 个</td></tr><tr><td>控制按钮保护装置</td><td>1 个</td></tr><tr><td>说明书、合格证</td><td>1 份</td></tr></table>	名称	数量	电动骨钻手机	1 台	电源充电器	1 个	控制按钮保护装置	1 个	说明书、合格证	1 份	MD500
序号	货物名称	数量	单位																																
1	骨髓腔输液系统	1	台																																
2	电源充电器	1	个																																
3	控制按钮保护装置	1	个																																
4	说明书、合格证	1	份																																
名称	数量																																		
电动骨钻手机	1 台																																		
电源充电器	1 个																																		
控制按钮保护装置	1 个																																		
说明书、合格证	1 份																																		
11.1.8	附表十一：骨髓腔输液系统	★	17. 配套专机专用耗材明细：	详见附件	MD500																														

		机专用耗材生产厂家供货承诺函》格式)的内容应如实告知配套专机专用耗材原厂生产企业,并取得其同意及支持。最小包装单位承诺单价作为后续合同签订及耗材供货价格的依据。耗材费用按实际使用量另行结算,结算费用不包含在本项目的采购预算中。 19. 投标人必须填报耗材最小包装单位承诺单价(不得超过最小包装单位最高限价)及耗材的有关信息(详见《投标人骨髓腔输液系统专机专用耗材报价信息及承诺函》格式),投标人没有按要求填报,或填报耗材的最小包装单位承诺单价超出最小包装单位最高限价的,视为没有实质性响应采购需求。投标人须同时承诺:(1)若本项目中标,将在合同签订之日起5个工作日内,向采购人提交由对应医疗设备配套专机专用耗材原厂生产企业出具的《骨髓腔输液系统专机专用耗材生产厂家供货承诺函》原件(严格采用招标文件规定格式)。承诺函载明的医用耗材通用名、最小包装单位、最小包装单位承诺单价等核心信息,须与投标人承诺的信息完全一致,不得存在偏差。(2)本项目中标后,《骨髓腔输液系统专机专用耗材生产厂家供货承诺函》的全部内容将正式纳入合同履行条款,作为后续采购人耗材采购、中标人供货履约、价格结算及履约考核的法定有效依据。(3)若中标人未在上述规定时限内提交合规有效的厂家供货承诺函原件,或提交的承诺函内容不符合要求,或承诺函相关信息与投标人填报的信息不一致,均视为中标人实质性违约。采购人有权单方追究其违约责任,中标人须向采购人一次性支付人民币3000元违约金,同时采购人有权依据招标文件及合同约定,进一步采取履约整改等处置措施。(详见格式《投标人骨髓腔输液系统专机专用耗材报价信息及承诺函》)投标人没有按要求作出承诺的,视为没有实质性响应采购需求。 相关格式:			
--	--	--	--	--	--

		投标人骨髓腔输液系统专机专用耗材报价信息表及承诺函 致：广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院） 我方针对【项目名称】（项目编号：【项目编号】）（采购包号：），现就本设备配套专机专用耗材供货事宜，郑重作出如下不可撤销承诺： 一、我方承诺以下填报的耗材单价为广东省内同期最低供货价，包含税费、运费、售后等全部费用；若省内出现同款更低供货价格，我方无条件退还差价，并承担相应违约责任。我方所填报的信息及价格真实、有效，且取得配套专机专用耗材原厂生产企业的同意及支持。在本项目合同履行期内，严格按照承诺价格、规格标准，持续、稳定向采购人供应对应专机专用耗材，不得擅自涨价、不更换耗材规格、不中断供货，保障设备正常临床使用。具体明细如下： <table><thead><tr><th>序号</th><th>医用耗材通用名</th><th>医用耗材注册证名称</th><th>注册证号</th><th>原厂地</th><th>最小包装单位</th><th>最小包装单位承诺单价（元）</th><th>备注</th></tr></thead></table>	序号	医用耗材通用名	医用耗材注册证名称	注册证号	原厂地	最小包装单位	最小包装单位承诺单价（元）	备注			
序号	医用耗材通用名	医用耗材注册证名称	注册证号	原厂地	最小包装单位	最小包装单位承诺单价（元）	备注						

				1	一次性使用穿刺针（15mm×15ga）				套	专机专用									
				2	一次性使用穿刺针（25mm×15ga）				套	专机专用									



			3	一 次 性 使 用 穿 刺 针 (45 mm × 15 ga)				套	专 机 专 用										
二、我方承诺： 1、若本项目中标，将在合同签订之日起5个工作日内，向采购人提交由对应医疗设备配套专机专用耗材原厂生产企业出具的《骨髓腔输液系统专机专用耗材生产厂家供货承诺函》原件（严格采用招标文件规定格式）。承诺函载明的医用耗材通用名、最小包装单位、最小包装单位承诺单价等核心信息，须与投标人承诺的信息完全一致，不得存在偏差。2、本项目中标后，《骨髓腔输液系统专机专用耗材生产厂家供货承诺函》的全部内容将正式纳入合同履约条款，作为后续采购人耗材采购、中标人供货履约、价格结算及履约考核的法定有效依据。3、若中标人未在上述规定时限内提交合规有效的厂家供货承诺函原件，或提交的承诺函内容不符合要求，或承诺函相关信息与投标人填报的信息不一致，均视为中标人实质性违约。采购人有权单方追究其违约责任，中标人须向采购人一次性支付人民币3000元违约金，同时采购人有权依据招标文件及合同约定，进一步采取履约整改等处置措施。 三、效力承诺																			

		本承诺函为不可撤销文件，内容真实、有效、合法，与本项目投标文件、采购合同具有同等法律效力。本承诺函所载价格及供货约定，作为项目后续履约、供货、结算的唯一依据。若本公司违反本承诺，自愿承担由此产生的一切违约责任、经济损失及相关法律责任。 投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章： _____ 投标人名称（盖章）： _____ 日期： 年 月 日 骨髓腔输液系统专机专用耗材生产厂家供货承诺函 致：广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院） 我方（<u>生产厂家全称</u>），作为（<u>医疗设备名称</u>）配套专机专用耗材原厂生产企业，为明确供货责任，本着诚信合规原则，现就本项目专用耗材作出不可撤销书面承诺，本承诺函为投标文件及设备采购合同有效附件，具有同等法律效力，具体承诺如下： 产品信息说明 <table><thead><tr><th>序号</th><th>医用耗材通用名</th><th>医用耗材注册证名称</th><th>注册证号</th><th>原厂地</th><th>最小包装单位</th><th>最小包装单位承诺单价（元）</th><th>备注</th></tr></thead></table>	序号	医用耗材通用名	医用耗材注册证名称	注册证号	原厂地	最小包装单位	最小包装单位承诺单价（元）	备注		
序号	医用耗材通用名	医用耗材注册证名称	注册证号	原厂地	最小包装单位	最小包装单位承诺单价（元）	备注					

				1	一次性使用穿刺针（15mm×15ga）				套	专机专用									
				2	一次性使用穿刺针（25mm×15ga）				套	专机专用									



			3	一 次 性 使 用 穿 刺 针 (45 mm × 15 ga)				套	专 机 专 用										
--	--	--	---	---	--	--	--	---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

承诺如下：若采购人采购我方的上述耗材产品：

1. 我方承诺所供耗材均为原厂全新正品，资质合法有效，专机专用、不可通用，上述填写信息准确无误。

2. 我方承诺本函列明耗材单价为广东省内同期最低供货价，包含税费、运费、售后等全部费用；若省内出现同款更低供货价格，我方无条件退还差价，并承担相应违约责任。

3. 承诺有效期内，无论是否更换耗材配送商，我方保证本项目耗材供货单价不高于本次报价，不额外加价、不增设隐性费用，并无偿配合完成配送授权变更手续。

4. 我方保证耗材质量合规、溯源可查、供货稳定，按需及时供货，出现质量问题无条件退换；

5. 若我方违反耗材价格、供货、质量约定，采购单位有权终止耗材合作并追究我方相应的经济及信用责任。

6. 我方若违反本承诺任意条款，采购单位有权终止合作、追偿损失，我方承担一切法律及经济责任。

		7. 本承诺函有效期与医疗设备采购合同有效期同期一致，合同顺延、续约的，本承诺自动延续生效。 8. 本承诺函加盖公章后生效，不可撤销。 承诺单位（公章）： _____ 法定代表人（签字）： _____ 承诺日期： _____ 年____月____日			
12.1	附表十二：胰岛素泵	胰岛素泵，2 台	胰岛素泵 2 台	MTM -A	
12.2	附表十二：胰岛素泵	1. 操作界面:全中文，触摸屏，屏幕尺寸≥3 寸。	操作界面:全中文，触摸屏，屏幕尺寸≥3 寸。	MTM -A	
12.3	附表十二：胰岛素泵	2. 满足以下 2 项要求：（1）泵管理系统应具备数据集成功能，能通过通用协议（包括但不限于：蓝牙、USB 等）导入并显示第三方动态血糖仪的数据；（2）设备可以显示当日泵的输注剂量和动态血糖的数据。	满足以下 2 项要求：（1）泵管理系统能兼容医院的动态血糖（2）设备可以显示当日泵的输注剂量和动态血糖的数据。	MTM -A	
12.4	附表十二：胰岛素泵	3. 远程功能:满足以下 2 项要求：（1）可实时监控全院胰岛素泵的运行状态，（2）显示剩余电量、剩余药量，并在低电量、低药量或输注异常时提供报警。	远程功能:可实时监控全院胰岛素泵的运行状态，显示剩余电量、剩余药量，并在低电量、低药量或输注异常时提供报警	MTM -A	
12.5	附表十二：胰岛素泵	4. 基础率分段:1-48 段。	基础率分段:1-48 段。	MTM -A	
12.6	附表十二：胰岛素泵	5. 自动分段:6 段/24 段；	自动分段:6 段/24 段；	MTM -A	
12.7	附表十二：胰岛素泵	6. 临时基础率:0.5-12H;0.025-35U/h;±0.1 可调；	临时基础率:0.5-12H;0.025-35U/h;±0.1 可调；	MTM -A	
12.8	附表十二：胰岛素泵	7. 大剂量调节范围:0.025-25U；	大剂量调节范围:0.025-25U；	MTM -A	

	素泵						
12.9	附表十二：胰岛素泵		8. 大剂量输注方式:包括但不限于双波, 方波, 常规波;	大剂量输注方式:双波, 方波, 常规波;	MTM -A		
12.10	附表十二：胰岛素泵		9. 输注马达误差精度:≤±5%;	输注马达误差精度:≤±5%;	MTM -A		
12.11	附表十二：胰岛素泵		10. 自检:具有系统自动安全检测功能;	自检:具有系统自动安全检测功能;	MTM -A		
12.12	附表十二：胰岛素泵		11. 报警记录:低液量报警, 无药量报警, 低/无电量报警; 报警模式:声音, 震动, 灯光。	报警记录:低液量报警, 无药量报警, 低/无电量报警; 报警模式:声音, 震动, 灯光。	MTM -A		
12.13	附表十二：胰岛素泵		12. 充盈记录:全自动检测药液滴出;	充盈记录:全自动检测药液滴出;	MTM -A		
12.14	附表十二：胰岛素泵		13. 大剂量历史:数据≥35 次, 记录保存>3 年;	大剂量历史:数据≥35 次, 记录保存>3 年;	MTM -A		
12.15	附表十二：胰岛素泵		14. 防水等级:IPx4 或以上, 防溅水;	防水等级:IPx4 防溅水;	MTM -A		
12.16	附表十二：胰岛素泵		15. 泵体重量:≤30g。	泵体重量:≤30g。	MTM -A		
12.17	附表十二：胰岛素泵	▲	16. 控制器可以装卡扩展贮存容量。存储芯片卡, 扩展后可达 64G 或以上, 可永久保存操作数据。	控制器可以装卡扩展贮存容量。	MTM -A		

12.18	附表十二：胰岛素泵	★	17. 每套配置必须至少包含以下内容：						<table><tr><th>名称</th><th>数量</th></tr><tr><td>便携式控制器</td><td>1 个</td></tr><tr><td>胰岛素泵体</td><td>1 个</td></tr><tr><td>助针器</td><td>1 个</td></tr><tr><td>泵电池</td><td>2 个</td></tr><tr><td>泵电池充电器</td><td>1 个</td></tr><tr><td>便携式控制器电池</td><td>1 个</td></tr><tr><td>便携式控制器充电器</td><td>1 个</td></tr><tr><td>便携式控制器充电线</td><td>1 条</td></tr><tr><td>全院血糖管理系统</td><td>1 套</td></tr><tr><td>说明书、合格证</td><td>1 份</td></tr></table>	名称	数量	便携式控制器	1 个	胰岛素泵体	1 个	助针器	1 个	泵电池	2 个	泵电池充电器	1 个	便携式控制器电池	1 个	便携式控制器充电器	1 个	便携式控制器充电线	1 条	全院血糖管理系统	1 套	说明书、合格证	1 份	MTM-A
名称	数量																															
便携式控制器	1 个																															
胰岛素泵体	1 个																															
助针器	1 个																															
泵电池	2 个																															
泵电池充电器	1 个																															
便携式控制器电池	1 个																															
便携式控制器充电器	1 个																															
便携式控制器充电线	1 条																															
全院血糖管理系统	1 套																															
说明书、合格证	1 份																															
12.19	附表十二：胰岛素泵	★	18. 配套专机专用耗材明细：						见附件	MTM-A																						
			<table><tr><th>序号</th><th>名称（通用名）</th><th>最小包装单位</th><th>最小包装单位最高限价（元）</th><th>每例使用量</th><th>预估年使用量</th></tr><tr><td>1</td><td>胰岛素泵用储药</td><td>1 个/盒</td><td>30</td><td>1 个</td><td>1300 例</td></tr></table>	序号	名称（通用名）	最小包装单位	最小包装单位最高限价（元）	每例使用量	预估年使用量	1	胰岛素泵用储药	1 个/盒	30	1 个	1300 例																	
序号	名称（通用名）	最小包装单位	最小包装单位最高限价（元）	每例使用量	预估年使用量																											
1	胰岛素泵用储药	1 个/盒	30	1 个	1300 例																											

		的医用耗材通用名、最小包装单位、最小包装单位承诺单价等核心信息，须与投标人承诺的信息完全一致，不得存在偏差。（2）本项目中标后，《胰岛素泵专机专用耗材生产厂家供货承诺函》的全部内容将正式纳入合同履约条款，作为后续采购人耗材采购、中标人供货履约、价格结算及履约考核的法定有效依据。（3）若中标人未在上述规定时限内提交合规有效的厂家供货承诺函原件，或提交的承诺函内容不符合要求，或承诺函相关信息与投标人填报的信息不一致，均视为中标人实质性违约。采购人有权单方追究其违约责任，中标人须向采购人一次性支付人民币 3000 元违约金，同时采购人有权依据招标文件及合同约定，进一步采取履约整改等处置措施。（详见格式《投标人胰岛素泵专机专用耗材报价信息表及承诺函》）投标人没有按要求作出承诺的，视为没有实质性响应采购需求。 相关格式： 投标人胰岛素泵专机专用耗材报价信息表及承诺函 致：广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院） 我方针对【项目名称】（项目编号：【项目编号】）（采购包号： ），现就本设备配套专机专用耗材供货事宜，郑重作出如下不可撤销承诺： 一、我方承诺以下填报的耗材单价为广东省内同期最低供货价，包含税费、运费、售后等全部费用；若省内出现同款更低供货价格，我方无条件退还差价，并承担相应违约责任。我方所填报的信息及价格真实、有效，且取得配套专机专用耗材原厂生产企业的同意及支持。在本项目合同履约期内，严格按照承诺价格、规格标准，持续、稳定向采购人供应对应专机专用耗材，不得擅自涨价、不更换耗材规格、不中断供货，保障设备正常临床使用。具体明细如下：		
--	--	--	--	--

序号	医用耗材通用名	医用耗材注册证名称	注册证号	原厂地	最小包装单位	最小包装单位承诺单价（元）	备注
1	胰岛素泵用储药器组件				1个/盒		专机专用
2	胰岛素泵用皮下输液器				1个/盒		专机专用

二、我方承诺：

1、若本项目中标，将在合同签订之日起5个工作日内，向采购人提交由对应医疗设备配套专机专用耗材原厂生产企业出具的《胰岛素泵专机专用耗材生产厂家供货承诺函》原件（严格采用招标文件规定格式）。承诺函载明的医用耗材通用名、最小包装单位、最小包装单位承诺单价等核心信息，须与投标人承诺的信息完全一致，不得存在偏差。2、

		本项目中标后，《胰岛素泵专机专用耗材生产厂家供货承诺函》的全部内容将正式纳入合同履约条款，作为后续采购人耗材采购、中标人供货履约、价格结算及履约考核的法定有效依据。3、若中标人未在上述规定时限内提交合规有效的厂家供货承诺函原件，或提交的承诺函内容不符合要求，或承诺函相关信息与投标人填报的信息不一致，均视为中标人实质性违约。采购人有权单方追究其违约责任，中标人须向采购人一次性支付人民币 3000 元违约金，同时采购人有权依据招标文件及合同约定，进一步采取履约整改等处置措施。 三、效力承诺 本承诺函为不可撤销文件，内容真实、有效、合法，与本项目投标文件、采购合同具有同等法律效力。本承诺函所载价格及供货约定，作为项目后续履约、供货、结算的唯一依据。若本公司违反本承诺，自愿承担由此产生的一切违约责任、经济损失及相关法律责任。 投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章： _____ 投标人名称（盖章）： _____ 日期： 年 月 日 胰岛素泵专机专用耗材生产厂家供货承诺函 致：广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院） 我方（<u>生产厂家全称</u>），作为（<u>医疗设备名称</u>）配套专机专用耗材原厂生产企业，为明确供货责任，本着诚信合规原则，现就本项目专用耗材作出不可撤销书面承诺，本承诺函为投标文件及设备采购合同有效附件，具有同等法律效力，具体承诺如下： 产品信息说明		
--	--	---	--	--

序号	医用耗材通用名	医用耗材注册证名称	注册证号	原产地	最小包装单位	最小包装单位承诺单价（元）	备注
1	胰岛素泵用储药器组件				1个/盒		专机专用
2	胰岛素泵用皮下输液器				1个/盒		专机专用

承诺如下：若采购人采购我方的上述耗材产品：

1. 我方承诺所供耗材均为原厂全新正品，资质合法有效，专机专用、不可通用，上述填写信息准确无误。

2. 我方承诺本函列明耗材单价为广东省内同期最低供货价，包含税费、运费、售后等全部费用；若省内出现同款更低

		供货价格，我方无条件退还差价，并承担相应违约责任。 3. 承诺有效期内，无论是否更换耗材配送商，我方保证本项目耗材供货单价不高于本次报价，不额外加价、不增设隐性费用，并无偿配合完成配送授权变更手续。 4. 我方保证耗材质量合规、溯源可查、供货稳定，按需及时供货，出现质量问题无条件退换； 5. 若我方违反耗材价格、供货、质量约定，采购单位有权终止耗材合作并追究我方相应的经济及信用责任。 6. 我方若违反本承诺任意条款，采购单位有权终止合作、追偿损失，我方承担一切法律及经济责任。 7. 本承诺函有效期与医疗设备采购合同有效期同期一致，合同顺延、续约的，本承诺自动延续生效。 8. 本承诺函加盖公章后生效，不可撤销。 承诺单位（公章）： _____ 法定代表人（签字）： _____ 承诺日期：_____ 年__月__日				
13 .1	附表十三：生物安全柜	生物安全柜，1 台 1. 安全柜基本参数：	生物安全柜 1 台 安全柜基本参数	BSC -11 00I IB2 -X		
13 .2	附表十三：生物安全柜	1.1 分类：气流模式：100%外排；	分类：气流模式：100%外排；	BSC -11 00I IB2 -X		
13 .3	附表十三：生物安全柜	1.2 外部尺寸$\geq (L \times D \times H)$ 1100mm$\times$ 775mm$\times$ 2250mm(±50mm)；	外部尺寸$\geq (L \times D \times H)$ 1100mm$\times$ 775mm$\times$ 2250mm	BSC -11 00I IB2 -X		
13 .4	附表十三：	1.3 内部尺寸$\geq (L \times D \times H)$ 940mm$\times$ 600mm$\times$ 660mm(±50mm)；	内部尺寸$\geq (L \times D \times H)$ 940mm$\times$ 600mm$\times$ 660mm	BSC -11		

	生物安全柜				00I IB2 -X		
13.5	附表十三：生物安全柜		1.4 台面距离地面高度：770mm(±10mm)；	台面距离地面高度：770mm	BSC -11 00I IB2 -X		
13.6	附表十三：生物安全柜		1.5 风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速 0.53±0.025m/s；	风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速 0.53±0.025m/s；	BSC -11 00I IB2 -X		
13.7	附表十三：生物安全柜		1.6 噪音等级：≤65dB（A）；	噪音等级：≤65dB（A）；	BSC -11 00I IB2 -X		
13.8	附表十三：生物安全柜		1.7 照明：≥1000lx；	照明：≥1000lx；	BSC -11 00I IB2 -X		
13.9	附表十三：生物安全柜		1.8 使用人数：1—2 人；	使用人数：1—2 人；	BSC -11 00I IB2 -X		
13.10	附表十三：生物安全柜		1.9 过滤效率：送风和排风过滤器对0.12μm 颗粒过滤效率≥99.9995%。	过滤效率：送风和排风过滤器对 0.12μm 颗粒过滤效率≥99.9995%。	BSC -11 00I IB2 -X		
13.11	附表十三：生物安全柜		2. 结构功能特点：	结构功能特点	BSC -11 00I IB2 -X		
13.12	附表十三：生物安全柜		2.1 柜体和支架可分离；	柜体和支架可分离；	BSC -11 00I IB2 -X		

13.1.3	附表十三：生物安全柜	2.2 安全柜过滤器和风机的维修、更换，都能在安全柜的前侧进行。	安全柜过滤器和风机的维修、更换，都能在安全柜的前侧进行。	BSC -11 00I IB2 -X		
13.1.4	附表十三：生物安全柜	2.3 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；	具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；	BSC -11 00I IB2 -X		
13.1.5	附表十三：生物安全柜	2.4 气密性：安全柜内加压 500Pa，保持 10min 后气压 ≥ 450 Pa。	气密性：安全柜内加压 500Pa，保持 10min 后气压 ≥ 450 Pa。	BSC -11 00I IB2 -X		
13.1.6	附表十三：生物安全柜	2.5 气流隔断：沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；	气流隔断：沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；	BSC -11 00I IB2 -X		
13.1.7	附表十三：生物安全柜	2.6 风机：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降 50%时，风机的排气量下降不超过 10%；	风机：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降 50%时，风机的排气量下降不超过 10%；	BSC -11 00I IB2 -X		
13.1.8	附表十三：生物安全柜	2.7 报警功能：包括但不限于断电记忆功能、开门高度警示功能、监测气流波动功能；且有声光报警及代码提示；	报警功能：断电记忆功能、开门高度警示功能、监测气流波动功能；且有声光报警及代码提示；	BSC -11 00I IB2 -X		
13.1.9	附表十三：生物安全柜	2.8 脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面；	脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面；	BSC -11 00I IB2 -X		
13.2.0	附表十三：生物安全柜	2.9 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；	前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；	BSC -11 00I IB2 -X		
13.2.1	附表十三：生物安全柜	2.11 LCD 液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示包括但不限于时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、	LCD 液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、	BSC -11 00I IB2		

	柜		紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数	过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数	-X																																																																																						
13.2.2	附表十三：生物安全柜		2.12 前窗关闭双重触发信号，使紫外灯杀菌消毒功能正常开启；	前窗关闭双重触发信号，使紫外灯杀菌消毒功能正常开启；	BSC -11 00I IB2 -X																																																																																						
13.2.3	附表十三：生物安全柜		2.13 负压风道设有异物过滤结构，防止纸屑等异物进入风机系统影响产品正常运行；	负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等异物进入风机系统影响产品正常运行；	BSC -11 00I IB2 -X																																																																																						
13.2.4	附表十三：生物安全柜	▲	2.14 遥控控制：满足以下 2 项要求（1）安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，（2）减少使用者与安全柜的直接接触，保护使用者的人身安全。	遥控控制：（1）安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，（2）减少使用者与安全柜的直接接触，保护使用者的人身安全。	BSC -11 00I IB2 -X																																																																																						
13.2.5	附表十三：生物安全柜	▲	2.15 脚踏电动、轻触按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降；	脚踏电动、轻触按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降；	BSC -11 00I IB2 -X																																																																																						
13.2.6	附表十三：生物安全柜	★	3. 每套配置必须至少包含以下内容： <table><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>主机</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>底座</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>3</td><td>内风机</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>4</td><td>外排风机</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>5</td><td>排风管</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>6</td><td>送风过滤器</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>7</td><td>排风过滤器</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>8</td><td>国标插座</td><td>2</td><td>个</td></tr><tr><td>9</td><td>遥控器</td><td>1</td><td>件</td></tr><tr><td>10</td><td>脚踏开关</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>11</td><td>紫外灯管</td><td>2</td><td>根</td></tr><tr><td>12</td><td>照明灯管</td><td>2</td><td>根</td></tr><tr><td>13</td><td>说明书、合格证</td><td>1</td><td>份</td></tr></table>	序号	货物名称	数量	单位	1	主机	1	台	2	底座	1	套	3	内风机	1	台	4	外排风机	1	台	5	排风管	1	个	6	送风过滤器	1	套	7	排风过滤器	1	套	8	国标插座	2	个	9	遥控器	1	件	10	脚踏开关	1	个	11	紫外灯管	2	根	12	照明灯管	2	根	13	说明书、合格证	1	份	<table><tr><th>名称</th><th>数量</th></tr><tr><td>主机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>底座</td><td>1 套</td></tr><tr><td>内风机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>外排风机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>排风管</td><td>1 个</td></tr><tr><td>送风过滤器</td><td>1 套</td></tr><tr><td>排风过滤器</td><td>1 套</td></tr><tr><td>国标插座</td><td>2 个</td></tr><tr><td>遥控器</td><td>1 件</td></tr><tr><td>脚踏开关</td><td>1 个</td></tr><tr><td>紫外灯管</td><td>2 根</td></tr><tr><td>照明灯管</td><td>2 根</td></tr><tr><td>说明书、合格证</td><td>1 份</td></tr></table>	名称	数量	主机	1 台	底座	1 套	内风机	1 台	外排风机	1 台	排风管	1 个	送风过滤器	1 套	排风过滤器	1 套	国标插座	2 个	遥控器	1 件	脚踏开关	1 个	紫外灯管	2 根	照明灯管	2 根	说明书、合格证	1 份	BSC -11 00I IB2 -X		
序号	货物名称	数量	单位																																																																																								
1	主机	1	台																																																																																								
2	底座	1	套																																																																																								
3	内风机	1	台																																																																																								
4	外排风机	1	台																																																																																								
5	排风管	1	个																																																																																								
6	送风过滤器	1	套																																																																																								
7	排风过滤器	1	套																																																																																								
8	国标插座	2	个																																																																																								
9	遥控器	1	件																																																																																								
10	脚踏开关	1	个																																																																																								
11	紫外灯管	2	根																																																																																								
12	照明灯管	2	根																																																																																								
13	说明书、合格证	1	份																																																																																								
名称	数量																																																																																										
主机	1 台																																																																																										
底座	1 套																																																																																										
内风机	1 台																																																																																										
外排风机	1 台																																																																																										
排风管	1 个																																																																																										
送风过滤器	1 套																																																																																										
排风过滤器	1 套																																																																																										
国标插座	2 个																																																																																										
遥控器	1 件																																																																																										
脚踏开关	1 个																																																																																										
紫外灯管	2 根																																																																																										
照明灯管	2 根																																																																																										
说明书、合格证	1 份																																																																																										
14.1	附表十四：多功能清创机		多功能清创机，1 套	多功能清创机 1 套	Son ame n12 0 Pro																																																																																						

14.2	附表十四：多功能清创机	1. 刀头材质为钛合金或其他更优材质，刀头形状具有双球形、马蹄形、矩形等可选。	刀头材质为 TC4 钛合金，刀头形状有双球形、马蹄形、矩形。	Soname n120 Pro		
14.3	附表十四：多功能清创机	2. 具有超声清创，伤口冲洗，负压回引等多种功能。	具有超声清创，伤口冲洗，负压回引。	Soname n120 Pro		
14.4	附表十四：多功能清创机	3. 超声工作频率范围:25±1kHz。	超声工作频率范围:25±1kHz。	Soname n120 Pro		
14.5	附表十四：多功能清创机	4. 有效超声输出功率:≥30。	有效超声输出功率:34W。	Soname n120 Pro		
14.6	附表十四：多功能清创机	5. 刀头长度:102±2mm。	刀头长度:102±2mm。	Soname n120 Pro		
14.7	附表十四：多功能清创机	6. 超声清创液流量在 40ml/min~120ml/min 范围内可调，流量档位≥5 档可调。	超声清创液流量在 40ml/min~120ml/min 范围内可调，流量档位 5 档可调。	Soname n120 Pro		
14.8	附表十四：多功能清创机	7. 手柄输出口处清创液温升≤8℃。	手柄输出口处清创液温升≤8℃	Soname n120 Pro		
14.9	附表十四：多功能清创机	8. 配置液晶显示屏可显示当前超声输出档位及超声清创流量档位，超声功率≥5 档可调	配置液晶显示屏可显示当前超声输出档位及超声清创流量档位，超声功率 5 档	Soname n120 Pro		
14.10	附表十四：多功能清创机	9. 超声工作杆可拆卸，可清洁、灭菌。	超声工作杆可拆卸，可清洁、灭菌。	Soname n120		

	创机				Pro		
14.1.1	附表十四：多功能清创机		10. 可兼容医院常用一次性输液器进行液体输送。	可兼容医院常用一次性输液器进行液体输送。	Sonamen120Pro		
14.1.2	附表十四：多功能清创机		11. 可使用“输液器设置”功能测试并校准管路流量。	可使用“输液器设置”功能测试并校准管路流量。	Sonamen120Pro		
14.1.3	附表十四：多功能清创机		12. 具有气动冲洗功能	具有气动冲洗功能	Sonamen120Pro		
14.1.4	附表十四：多功能清创机		12.1. 气动冲洗流量在20ml/min~60ml/min 范围内可调，流量档位为 ≥ 5 档。	气动冲洗流量在20ml/min~60ml/min 范围内可调，流量档位为5 档。	Sonamen120Pro		
14.1.5	附表十四：多功能清创机		12.2. 气动冲洗流量调节精度 $\pm 20\text{ml/min}$ 。	气动冲洗流量调节精度 $\pm 20\text{ml/min}$ 。	Sonamen120Pro		
14.1.6	附表十四：多功能清创机		12.3. 气动冲洗最大流量时扬程 $\geq 1600\text{mm}$ ，冲洗最小流量时扬程 $\geq 100\text{mm}$ 。	气动冲洗最大流量时扬程 $\geq 1600\text{mm}$ ，冲洗最小流量时扬程 $\geq 100\text{mm}$ 。	Sonamen120Pro		
14.1.7	附表十四：多功能清创机		12.4. 气动冲洗时，气体最小压强大于100kPa，最大压强大于200kpa；压力调节 ≥ 5 档可调。	气动冲洗时，气体最小压强大于100kPa，最大压强大于200kpa；压力调节5 档	Sonamen120Pro		
14.1.8	附表十四：多功能清创机		13. 极限负压 $\leq -75\text{kPa}$ ，抽气速率 $\geq 8\text{L/min}$ 。	极限负压 $\leq -75\text{kPa}$ ，抽气速率 $\geq 8\text{L/min}$ 。	Sonamen120Pro		
14.1.1	附表十四：		14. 可通过脚踏开关能够启动或停止治疗。	可通过脚踏开关能够启动或停止治疗。	Soname		

9	多功能清创机					n120 Pro																							
14.20	附表十四：多功能清创机	▲	15. 超声清创刀头振幅 160um±20%。	超声清创刀头振幅 160um±20%		Soname n120 Pro																							
14.21	附表十四：多功能清创机	▲	16. 满足以下 2 项要求：（1）液路不经过手柄，（2）管路可直接连接刀头。	（1）液路不经过手柄，（2）管路可直接连接刀头。		Soname n120 Pro																							
14.22	附表十四：多功能清创机	★	17. 每套配置必须至少包含以下内容：	<table><tr><th>名称</th><th>数量</th></tr><tr><td>多功能清创机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>专用可移动台车</td><td>1 台</td></tr><tr><td>超声清创手柄</td><td>1 个</td></tr><tr><td>超声清创手柄连接线</td><td>1 条</td></tr><tr><td>超声清创刀头（2 个矩形，1 个双球形，1 个马蹄形）</td><td>4 个</td></tr><tr><td>脚踏开关</td><td>1 个</td></tr><tr><td>电源线</td><td>1 条</td></tr><tr><td>保险管</td><td>2 个</td></tr><tr><td>扳手</td><td>2 个</td></tr><tr><td>输液器挂架</td><td>1 个</td></tr><tr><td>说明书、合格证</td><td>1 份</td></tr></table>	名称	数量	多功能清创机	1 台	专用可移动台车	1 台	超声清创手柄	1 个	超声清创手柄连接线	1 条	超声清创刀头（2 个矩形，1 个双球形，1 个马蹄形）	4 个	脚踏开关	1 个	电源线	1 条	保险管	2 个	扳手	2 个	输液器挂架	1 个	说明书、合格证	1 份	Soname n120 Pro
名称	数量																												
多功能清创机	1 台																												
专用可移动台车	1 台																												
超声清创手柄	1 个																												
超声清创手柄连接线	1 条																												
超声清创刀头（2 个矩形，1 个双球形，1 个马蹄形）	4 个																												
脚踏开关	1 个																												
电源线	1 条																												
保险管	2 个																												
扳手	2 个																												
输液器挂架	1 个																												
说明书、合格证	1 份																												