

第三包（胃镜、血透、消毒供应类）采购清单及技术要求

序号	科室	★标的名称	★规格	★计量单位	★单价最高限价（元）	★拟需求数量（每年）	单项限价（元）	技术参数与性能指标	是否属于医疗器械	是否属于消毒产品	是否属于危险化学品
1	内镜中心	1%过氧化氢消毒巾	50 抽/包	包	18	50	900	1. ▲以 1%过氧化氢（H ₂ O ₂ ）为主要杀菌成分，可杀灭细菌、真菌、病毒，无残留、无刺激。	否	是	否
2	内镜中心	卫生湿巾	20cm*26cm/15cm*20cm, 50 片/袋	袋	11.64	1000	11640	2. ▲由无纺布浸润复合双链季铵盐消毒液制成，有效含量 2200mg/L-2800mg/L。可杀灭肠道菌，化脓性球菌。	否	是	否
3	内镜中心	热敏打印纸 1	57mm*20m	卷	3.8	50	190	3. ●环境温度小于 40 度，环境湿度小于 70%，避光。	否	否	否
4	内镜中心	咬嘴 1	带压舍型	只	1.2	9000	10800	4. ●由医用食品级聚乙烯（PE）制成，符合最新版 YY/T 0114 标准。咬嘴内通道内径大于 22mm。边缘全圆弧光滑倒角，无毛刺。	是	否	否
5	内镜中心	靛胭脂粘膜染色剂	含量：0.1%~0.4%	盒	49	5	245	5. ★含量：0.1%~0.4%。	否	否	否
6	内镜中心	一次性使用治疗巾	50cm*40cm	张	0.45	1600	720	6. ●采用卫生用薄型非织造布制成，按结构形式分为有洞、无洞，以非无菌形式提供，供临床治疗时使用。	是	否	否
7	内镜中心	咬嘴 2	气管插管用中号	只	0.8	9000	7200	7. ●手术或检查时患者开口的辅助器械，由聚乙烯高分子材料制成。	是	否	否
8	消毒供应中心	压力蒸汽灭菌化学指示标签 1	20mm*80mm, 900 片/袋	袋	85	1	85	8. ★产品检验标准符合最新版 GB/T 18282.1《医疗保健产品灭菌化学指示物第 1 部分：通则》对于压力蒸汽一类化学指示物的检测要求。 9. ●材质为：PVC 材质。 10. ●主要用于消毒盒/瓶进行压力灭菌包外指示。 11. ●产品有效期不低于 24 个月。	否	是	否

9	消毒供应中心	压力蒸汽灭菌化学指示标签 2	60mm*25mm	片	0.41	220000	90200	12. ★产品检验标准符合最新版 GB/T 18282.1 《医疗保健产品灭菌化学指示物第 1 部分：通则》对压力蒸汽灭菌第四类化学指示物的要求。 13. ●材质为：PVC 材质，标签面材为美光纸。 14. ●主要用于消毒盒/瓶进行压力灭菌包外指示。包外蒸汽灭菌化学指示标签：指示油墨由黄色变为黑色合格，灭菌温度 121℃~134℃范围通用。 15. ●产品含有≥六项灭菌信息，可配合针式标签打印机打印，也可手写使用。 16. ●产品有效期不低于 24 个月。	否	是	否
10	消毒供应中心	无菌橡胶医用手套	6.5# / 7# / 7.5# 无粉	副	2.3	70000	161000	17. ●由天然橡胶乳胶组成，不透水性 AQL 值小于 2.5，表面残粉小于 10mg/dm²。经钴 60 辐射灭菌，灭菌产品，一次性使用。	是	否	否
11	消毒供应中心	B-D 测试包	280mm*230mm*60mm	个	31.36	800	25088	18. ●适用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的检测，可用于日常灭菌中空气排除效果监测、设计灭菌操作规程时的核查、灭菌器研制中性能的测定、新灭菌器安装调试后效果的测定、灭菌器维修后性能的测定等。 19. ★产品检验标准符合最新版 GB18282.4 对压力蒸汽灭菌第二类化学指示物的要求。 20. ●使用方法：试验包放入灭菌舱体内后当空气排除完全后，132℃-134℃维持 3.5-4min，观察 B-D 图和预警图的颜色变化。 21. ▲产品含有 B-D 标准测试图和 B-D 预警测试图，用于压力蒸汽灭菌器冷空气排除和饱和蒸汽穿透效果的监测和预警。	否	是	否
12	消毒供应中心	压力蒸汽灭菌化学测试包	190mm*120mm*18mm	个	34.3	2000	68600	22. ●适用于压力蒸汽灭菌器灭菌效果批量监测。 23. ●包内含一片压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡。 24. ●灭菌后，如果测试包标签上的化学指示剂由黄色变为灰色或黑色，表示该测试包已暴露于饱和蒸汽中。	否	是	否

								合格:爬行卡上的黑色指示物爬行到灭菌合格区,表示灭菌主要参数均达到要求。不合格:爬行卡上的黑色指示物未爬行到灭菌合格区,表示灭菌主要参数中至少有一个没有达到要求。 25. ●包上具有可变色的药块,通过药块变色判断测试包是否经过灭菌过程。 26. ●产品有效期不低于 24 个月。			
13	消毒供应中心	锐器保护套 1	锐器 2.4mm*4.6mm	个	0.4	1000	400	27. ●医用硅橡胶,显影线,凹凸透气槽,耐受 134° 蒸汽/E0/等离子灭菌。无毒无异味,无铅。	否	否	否
14	消毒供应中心	锐器保护套 2	锐器 1.4mm*3.2mm	个	0.26	10000	2600	28. ●医用硅橡胶,显影线,凹凸透气槽,耐受 134° 蒸汽/E0/等离子灭菌。无毒无异味,无铅。医用硅橡胶,无毒无异味,无铅。	否	否	否
15	消毒供应中心	锐器保护套 3	锐器 8.5mm*9.7mm	米	16	100	1600	29. ●医用硅橡胶,无毒无异味,无铅。	否	否	否
16	消毒供应中心	硅胶管	6mm*12mm, 长度 10m	根	25	2	50	30. ●硅胶材质。	否	否	否
17	消毒供应中心	高温灭菌个体袋 1	75mm*250mm	个	0.21	30000	6300	31. ●刀模定制、弧形封边。 32. ●两端“拇指切”设计,每个袋子上面明确规格尺寸。 33. ▲三个灭菌指示色块,适用于高温蒸汽、低温环氧乙烷、低温甲醛灭菌(提供第三方检验检测机构出具的检验报告或检测报告影印件证明)。 34. ●缓冲封合条设计。 35. ●封口边距指示标识设计。 36. ●材质: ≥70g/m ² 医用透析纸。下层 PET/PP 复合膜,膜厚大于 52 μm。	否	否	否
18	消毒供应中心	高温灭菌个体袋 2	75mm*300mm	个	0.25	20000	5000	37. ●刀模定制、弧形封边。 38. ●两端“拇指切”设计,每个袋子上面明确规格尺寸。	否	否	否

								39. ▲三个灭菌指示色块，适用于高温蒸汽、低温环氧乙烷、低温甲醛灭菌（提供第三方检验检测机构出具的检验报告或检测报告影印件证明）。 40. ●缓冲封合条设计、封口边距指示标识设计。 41. ●材质：≥70g/m²医用透析纸。下层 PET/PP 复合膜，膜厚大于 52 μm。			
19	消毒供应中心	高温灭菌个体袋 3	100mm*300mm	个	0.36	18000	6480	42. ●刀模定制、弧形封边。 43. ●两端“拇指切”设计，每个袋子上面明确规格尺寸。 44. ▲三个灭菌指示色块，适用于高温蒸汽、低温环氧乙烷、低温甲醛灭菌（提供第三方检验检测机构出具的检验报告或检测报告影印件证明）。 45. ●缓冲封合条设计。 46. ●封口边距指示标识设计。 47. ●材质：≥70g/m²医用透析纸。下层 PET/PP 复合膜，膜厚大于 52 μm。	否	否	否
20	消毒供应中心	134 压力蒸汽灭菌化学指示卡	200 片/盒	盒	45.08	360	1622 8.8	48. ★产品检验标准符合最新版 GB18282.1 对压力蒸汽灭菌第四类化学指示物的要求。 49. ★产品应用于 134℃，4min 的压力蒸汽灭菌包内化学监测，符合对灭菌参数的要求。 50. ●产品双面覆膜，且灭菌后膜无损坏、不脱落。 51. ●产品所印刷指示油墨为无铅化学指示油墨。 52. ●产品有效期≥18 个月。	否	是	否
21	消毒供应中心	环氧乙烷灭菌包内化学指示卡	17mm*100m 长条，2 40 条/盒	盒	436.1	10	4361	53. ●长条形结构内含化学指示染料，在环氧乙烷浓度为 600mg/L±30mg/L，温度 54℃±1℃和相对湿度 60%±10%，作用时间 60 分钟，化学指示剂由褐色变为绿色（终末端颜色），以其变色反映灭菌过程是否符合要求。 54. ●长条形的灭菌指示，可以对更多的区域进行灭菌监测。	否	是	否

								55. ●适用范围：用于环氧乙烷灭菌效果的化学监测。			
22	消毒供应中心	低温等离子体灭菌器专用过氧化氢灭菌剂	140ml*2	盒	1313.2	50	65660	56. ●过氧化氢含量：55%-60%，可杀灭细胞芽孢。 57. ★适用于凯斯普各型号过氧化氢低温等离子体灭菌器，作为灭菌剂使用。 58. ●注入灭菌器前质保期≥12 个月，注入灭菌器后质保期≥14 天。	否	是	否
23	消毒供应中心	过氧化氢四类包内化学指示卡	250 片/盒	盒	358.97	30	1076 9.1	59. ★用于过氧化氢灭菌的包内化学监测。 60. ★已在全国消毒产品网上备案信息服务平台公示，可以查询到备案信息。 61. ★灭菌监测参数 SV 5.5mg/L 3 分钟。 62. ★符合化学指示物国际标准 ISO11140-1：2014 对过氧化氢第 4 类化学指示物的要求。 63. ●经过过氧化氢灭菌后，指示条由蓝色变成黄色，至少由 5 个指示条色块组成。 64. ★符合 WS310.3-2016 4.4.4.3.3 包内化学指示物颜色变化代表达到灭菌合格的要求，产品可以抵抗过氧化氢灭菌器内的过氧化氢残留，产品放入灭菌腔体内，在启动灭菌前，不应变色合格。 65. ▲为抵抗过氧化氢残留对产品检测能力的削弱，设计有抵抗过氧化氢残留的设计。 66. ●产品的有效期≥12 个月。	否	是	否
24	消毒供应中心	线锯条（线锯）	50cm	盒	95.3	1	95.3	67. ●材质：医用不锈钢、有弹性。灭菌方式：高温高压灭菌（可重复使用）。	否	是	否
25	消毒供应中心	环氧乙烷灭菌指示胶带	24mm*100m	卷	208	10	2080	68. ●适用范围：用于环氧乙烷灭菌包的封包以及指示环氧乙烷灭菌过程。 69. ●经温度 54℃、相对湿度 60%、环氧乙烷气体浓度 600mg/L、作用时间 20 分钟后，环氧乙烷灭菌指示胶带的特殊染料由淡棕色变为至绿色。可判定该灭菌包已经	否	是	否

								过环氧乙烷灭菌处理；如未变色或变成褐色，可提示该包裹未经符合条件的环氧乙烷灭菌处理。			
26	消毒供应中心	压力蒸汽灭菌化学指示标签 3	60mm*25m, 900 片/袋	袋	98	50	4900	70. ●材质为：PVC 材质。 71. ●主要用于消毒盒/瓶进行压力灭菌包外指示。 72. ●产品有效期不低于 24 个月。	否	是	否
27	消毒供应中心	1322 蒸汽灭菌指示胶带	每卷宽 12mm-24mm*长 55m	卷	63	260	16380	73. ●用于下排气式和预真空式（包括脉动）压力蒸汽灭菌的包外化学监测；直接粘贴于包外，观察变色情况，判断物品包是否通过灭菌处理。灭菌包外指示胶带可用于高温灭菌的包外化学监测，用于表达灭菌包是否已经过灭菌处理，使用时将指示胶带直接粘贴于包外，使用者可直接观察变色情况，判断物品包是否通过灭菌处理。	否	是	否
28	消毒供应中心	蒸汽灭菌指示胶带	每卷宽 18mm-24mm*长 55m	卷	63	300	18900	74. ★采用压敏性粘合剂，无铅和非有机溶剂配方。 75. ●背衬为皱纹纸，具备伸缩性能和拉伸强度。 76. ●适用范围：用于下排气式和预真空式（包括脉动）压力蒸汽灭菌的包外化学监测；直接粘贴于包外，观察变色情况，判断物品包是否通过灭菌处理。	否	是	否
29	消毒供应中心	过氧化氢等离子体包外化学指示物	19mm*50m	卷	95	30	2850	77. ●贴在灭菌包外表面用于快速区分：已灭菌包/未灭菌包只证明：该包裹已经过等离子灭菌器处理不能判断包内是否达到灭菌条件。	否	是	否
30	消毒供应中心	灭菌包装材料 1	75mm*100m	卷	122	30	3660	78. ●为一次性灭菌使用并带有灭菌过程标识的包装用品，材质由塑料复合膜与医用透析纸烫合而成，专用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷的物品包装，通过压力蒸汽或环氧乙烷穿透达到预期灭菌处理。通过包装上灭菌指示标记颜色变化指示灭菌处理过程。	否	是	否
31	消毒供应中心	灭菌包装材料 2	150mm*100m	卷	240	30	7200	79. ●为一次性灭菌使用并带有灭菌过程标识的包装用品，材质由塑料复合膜与医用透析纸烫合而成，专用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷的物品包装，通过压力蒸汽或	否	是	否

								环氧乙烷穿透达到预期灭菌处理。通过包装上灭菌指示标记颜色变化指示灭菌处理过程。			
32	消毒供应中心	灭菌包装材料 3	250mm*100m	卷	320	20	6400	80. ●为一次性灭菌使用并带有灭菌过程标识的包装用品，材质由塑料复合膜与医用透析纸烫合而成，专用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷的物品包装，通过压力蒸汽或环氧乙烷穿透达到预期灭菌处理。通过包装上灭菌指示标记颜色变化指示灭菌处理过程。	否	是	否
33	消毒供应中心	压力蒸汽灭菌封包胶黏带	每卷宽 19mm*长 50m	卷	28	30	840	81. ★符合最新版 GB/T 19633、GB 18282.1（一类）； 82. ▲适用 121 摄氏度和 134 摄氏度，适用于压力蒸汽或环氧乙烷灭菌的物品包装（提供第三方检验检测机构出具的检验报告或检测报告影印件证明）。 83. ●多层复合膜、高透明、柔韧、耐戳刺； 84. ●自带灭菌过程化学指示色块，便于辨别物品是否经过灭菌处理，灭菌有效期 180 天。 85. ●可根据需求加工裁剪为指定规格的纸塑袋。	否	是	否
34	消毒供应中心	热敏打印纸 2	80mm*20m	卷	5.5	50	275	86. ●在环境温度小于 40 度，环境湿度小于 70%的情况下使用。	否	否	否
35	消毒供应中心	锐器保护套 4	8.5mm*9.7mm，200 米/盒，2 盒/件	米	16	100	1600	87. ●医用硅橡胶，无毒无异味，无铅。	否	否	否
36	消毒供应中心	封口性能测试卡(高温)	35mm*170mm 封口温度 170-200°	片	6	400	2400	88. ●符合最新版 GB/T 19633.2《最终灭菌医疗器械包装 第 2 部分:成型、密封和装配过程的确认的要求》的要求。 89. ●无菌屏障系统的密封完整封合、封口连续、无刺破撕裂、材料分层的质量特性。	否	否	否
37	消毒供应中心	压力蒸汽四类化学指示物（剪刀保护套）	15mm*100mm	片	0.19	20000	3800	90. ●专为手术剪刀、尖刃器械设计的二合一产品：既是保护套（防刺破、防刃口损伤），又是压力蒸汽灭菌包内四类化学指示物（多参数监测）。	否	是	否
38	消毒供	润滑剂	4L	桶	1420	150	21300	91. ●浓缩液体，可兑水稀释用于全自动清洗消毒机最	否	是	否

	应中心						0	后步喷淋/浸泡。无硅油、无石蜡油耐高温高压灭菌，不碳化保护关节、防锈。			
39	消毒供应中心	除锈剂	4L	桶	1230	1	1230	92. ●弱酸性溶液,可去除锈蚀、点蚀、麻斑与色斑,无毒、可 100%生物降解。 93. ●含 RINSS 成分,清洗后有效排除化学成分残留。 94. ●稀释浓度 1:7。 95. ●PH 值>1.5-3.0、温度: 50-80℃。 96. ●可用于各种内镜附件、显微外科、及眼科等精细设备。 97. ★适用范围: 不锈钢的手术器械和医疗用具的除锈。	否	是	否
40	消毒供应中心	水垢去除剂	4L	桶	1230	1	1230	98. ★符合消毒供应中心 WS310 清洗要求, SDS 标识成分安全。 99. ●去除自动清洗机内壁上的各种水垢、锈斑和生物膜。 100. ●稀释比例 1:1。 101. ●含 RINSS 成分,清洗后有效排除化学成分残留。 102. ●去除陈年水垢,预防硬水导致的矿物质沉积,保持高品质清洗机处于最佳各种条件。 103. ●兼容手工及机器清洗。 104. ●适用范围: 用于不锈钢设备和相关制品。	否	是	否
41	消毒供应中心	传统型多酶清洗剂	4L	桶	901.6	400	360640	105. ●主要成分为蛋白酶、糖酶、淀粉酶、脂肪酶等;可清除人体血液、黏液、脂肪等有机物污染,预防生物膜形成;适用于复用医疗器械、器具和物品的清洗。	否	是	否
42	消毒供应中心	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示标签	25mm*100mm	张	0.33	8000	2640	106. ▲指示用油墨不含铅(提供第三方检验检测机构出具的检验报告或检测报告影印件证明); 107. ★已在全国消毒产品网上备案信息服务平台公示,可以查询到备案信息。 108. ●打印层采用防水,哑光,不易撕破的合成纸材料;双层合成纸中间层选用薄膜材料,具有防水,抗撕破的	否	是	否

								特点：标签尺寸和指示物的位置可以根据使用需求作调整。			
43	消毒供应中心	医用擦手纸	30cm*35cm	张	0.78	50000	39000	109. ●木浆原料，一次性产品，吸收冷凝水，不影响灭菌因子穿透，缓冲和器械保护。	否	是	否
44	消毒供应中心	医用灭菌包装无纺布 1	60cm*60cm	张	1.18	30000	35400	110. ★产品检验标准应符合最新版《消毒技术规范》、GB/T 19633.1《最终灭菌医疗器械包装第 1 部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求》和《中华人民共和国药典》的检验要求。 111. ▲产品通过含有压力蒸汽、过氧化氢等离子体等灭菌因子穿透性能鉴定；含有等同于灭菌后，无菌有效期持续 180 天的检测。 112. ▲产品具有有效期内微生物屏障试验湿性条件与干性条件的检测证明，鉴定结果为“合格”。 113. ▲产品能达到 SMMMS 五层复合，静水压≥100mbar，透气性≥40cfm（提供第三方检验检测机构出具的检验报告或检测报告影印件证明）。 114. ●产品每平方重量≥50g。 115. ●产品颜色≥五种。	是	否	否
45	消毒供应中心	医用灭菌包装无纺布 2	80cm*80cm	张	2.74	700	1918	116. ★产品检验标准应符合最新版《消毒技术规范》、GB/T 19633.1《最终灭菌医疗器械包装第 1 部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求》和《中华人民共和国药典》的检验要求。 117. ▲产品通过含有压力蒸汽、过氧化氢等离子体等灭菌因子穿透性能鉴定；含有等同于灭菌后，无菌有效期持续 180 天的检测。 118. ●产品具有有效期内微生物屏障试验湿性条件与干性条件的检测证明，鉴定结果为“合格”。 119. ▲产品能达到 SMMMS 五层复合，静水压≥100mbar，	是	否	否

								透气性 $\geq 40\text{cfm}$ （提供第三方检验检测机构出具的检验报告或检测报告影印件证明）。 120. ●产品每平方重量 $\geq 50\text{g}$ 。 121. ●产品颜色 $\geq$ 五种。			
46	消毒供应中心	医用灭菌包装无纺布 3	100cm*100cm	张	3.3	15000	49500	122. ★产品检验标准应符合最新版《消毒技术规范》、GB/T 19633.1《最终灭菌医疗器械包装第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求》和《中华人民共和国药典》的检验要求。 123. ▲产品通过含有压力蒸汽、过氧化氢等离子体等灭菌因子穿透性能鉴定；含有等同于灭菌后，无菌有效期持续 180 天的检测。 124. ●产品具有有效期内微生物屏障试验湿性条件与干性条件的检测证明，鉴定结果为“合格”。 125. ▲产品能达到 SMMMS 五层复合，静水压 $\geq 100\text{mbar}$ ，透气性 $\geq 40\text{cfm}$ （提供第三方检验检测机构出具的检验报告或检测报告影印件证明）。 126. ●产品每平方重量 $\geq 50\text{g}$ 。 127. ●产品颜色 $\geq$ 五种。	是	否	否
47	消毒供应中心	医用灭菌包装无纺布 4	120cm*120cm	张	4.8	3000	14400	128. ★产品检验标准应符合最新版《消毒技术规范》、GB/T 19633.1《最终灭菌医疗器械包装第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求》和《中华人民共和国药典》的检验要求。 129. ▲产品通过含有压力蒸汽、过氧化氢等离子体等灭菌因子穿透性能鉴定；含有等同于灭菌后，无菌有效期持续 180 天的检测。 130. ▲产品具有有效期内微生物屏障试验湿性条件与干性条件的检测证明，鉴定结果为“合格”。 131. ▲产品能达到 SMMMS 五层复合，静水压 $\geq 100\text{mbar}$ ，透气性 $\geq 40\text{cfm}$ （提供第三方检验检测机构出具的检验	是	否	否

								报告或检测报告影印件证明)。 132. ●产品每平方重量≥50g。 133. ●产品颜色≥五种。			
48	消毒供应中心	过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物	过氧化氢有效含量 56%-63%	支	69.58	1500	104370	134. ★符合最新版过氧化氢灭菌器国家标准 GB27955 要求, 极速生物 PCD 的管腔负载应是双通道两端开口, 而非一端封闭的盲端管腔负载。 135. ●管腔负载尺寸: 内径 1mm、长 2 米, 材质: 聚四氟乙烯材质。 136. ●配套使用的极速生物指示物菌种为嗜热脂肪杆菌芽孢。 137. ●配套使用的极速生物指示物回收菌量 $\geq 1 \times 10^{-6}$ CFU/片。 138. ★已在全国消毒产品网上备案信息服务平台公示, 可以查询到备案信息。 139. ●管腔负载可以重复使用 ≥ 60 次。 140. ●产品的有效期不低于 12 个月。 141. ●管腔负载有多孔塑料外壳保护。 142. ★适配采购人现有的极速生物阅读器 (诺盾 YD628 生物阅读器) 使用, 23 分钟内出结果。 143. ●为了防止过氧化氢残留对生物指示物的削弱影响, 生物指示物不应放在可以重复使用的检测舱或可以重复使用的指示物外包装舱内。	否	是	否
49	消毒供应中心	防水罩袍	S/M/L/XL	件	50	60	3000	144. ●医院消毒供应中心、内镜室、手术室清洗器械时必备的个人防护装备 (PPE), 核心作用是防泼水、防血污、防清洗液飞溅、防污染。 145. ●耐酸碱、耐清洗消毒剂可重复高温消毒 (90℃)、不老化、不渗漏反穿式、后开襟、腰部/颈部绑带针织/弹性袖口, 防液体灌入透气、轻便、不掉毛、不发尘器械清洗、去污区操作、内镜预处理、污染物品处理。	否	否	否

50	血液透析中心	一次性使用医用单	290cm*70cm	张	6.86	600	4116	146.●由覆膜无纺布或非覆膜无纺布经剪裁制成。供临床护理时使用。	是	否	否
51	血液透析中心	器械罩（床套）	2250mm*1200mm	张	5.8	19000	110200	147.●用于覆盖手术床、病床、担架、诊疗床、医疗设备的防护罩，核心作用是防水、防污、防血污/体液/药液渗透、防交叉感染。	否	否	否
52	血液透析中心	微孔滤芯 1	专机专用过滤精度（0.22um）外径 50mm 长度 4 英寸	支	600	15	9000	148.★微孔滤芯材质膜堆由聚丙烯超细纤维膜（属于深层过滤）及导流层组成。滤芯端盖、壳体及中心杆均采用聚丙烯材质，适配采购人现有的集中供液系统（佳诚英杰 jc-60）使用。	否	否	否
53	血液透析中心	微孔滤芯 2	专机专用过滤精度（0.22um）外径 50mm 长度 3 英寸	支	452	15	6780	149.★微孔滤芯材质膜堆由聚丙烯超细纤维膜（属于深层过滤）及导流层组成。滤芯端盖、壳体及中心杆均采用聚丙烯材质，适配采购人现有的集中供液系统（佳诚英杰 jc-60）使用。	否	否	否
54	血液透析中心	水硬度试纸	50 条/瓶	瓶	270	1	270	150.●医院供应室、消毒供应中心（CSSD）、内镜室、清洗机必备的快速检测耗材，用于快速测定水中钙镁离子浓度（总硬度），保证清洗、消毒、灭菌用水达标，防止水垢、器械腐蚀及清洗效果下降。	否	否	否
55	血液透析中心	水余氯试纸	100 条/瓶	瓶	540	1	540	151.●测试浓度：0ppm、0.1ppm、0.5ppm、3.0ppm。	否	否	否
56	血液透析中心	防尘罩（红）	100cm*120cm	个	8	1	8	152.●采用 30g/m ² 热轧型无纺布或水刺无纺布,吸水层采用双层卫生纸、隔水层采用 PE 塑料薄膜。产品表面应平整洁净、手感柔软，无明显起毛、异味、霉斑、杂质、破损等缺陷。	否	否	否
57	血液透析中心	微孔滤芯 3	专机专用过滤精度（0.2um）外径 40mm 长度 5 英寸	支	695	10	6950	153.★微孔滤芯材质膜堆由聚丙烯超细纤维膜（属于深层过滤）及导流层组成。滤芯端盖、壳体及中心杆均采用聚丙烯材质，适配采购人现有的集中供液系统（佳诚英杰 jc-60）使用。	否	否	否
58	血液透析中心	微孔滤芯 4	专机专用过滤精度（0.2um）外径 70mm	支	490	30	14700	154.★微孔滤芯材质膜堆由聚丙烯超细纤维膜（属于深层过滤）及导流层组成。滤芯端盖、壳体及中心杆均采	否	否	否

			m 长度 5 英寸					用聚丙烯材质，适配采购人现有的集中供液系统（佳诚英杰 jc-60）使用。			
59	血液透析中心	微孔滤芯 5	专机专用过滤精度（0.22um）外径 50mm 长度 5 英寸	支	600	15	9000	155. ★微孔滤芯材质膜堆由聚丙烯超细纤维膜（属于深层过滤）及导流层组成。滤芯端盖、壳体及中心杆均采用聚丙烯材质，适配采购人现有的集中供液系统（佳诚英杰 jc-60）使用。	否	否	否
60	内镜中心	氙气灯 1	适配奥林巴斯 CLV-290SL 冷光源	个	7400	1	7400	156. ★冷光源氙灯，5000K~6500K，接近自然光，显色性好光通量稳定，亮度均匀，无频闪使用寿命：≥500 小时，适配采购人现有主机（奥林巴斯 CLV-290SL 冷光源）使用。	否	否	否
61	内镜中心	氙气灯 2	通用	个	4750	1	4750	157. ●冷光源氙灯，5000K~6500K，接近自然光，显色性好光通量稳定，亮度均匀，无频闪使用寿命：≥500 小时。	否	否	否
62	内镜中心	7 针血氧主电缆	7 针	个	420	4	1680	158. ★适用于采购人现有的监护仪主机与分体式血氧探头（迈瑞 EPM10/PM8000）之间的信号连接，传输血氧饱和度（SpO ₂ ）、脉率信号。	是	否	否
63	内镜中心	成人指套式血氧传感器	成人	个	450	2	900	159. ★与采购人现有的血氧传感器（迈瑞 EPM10/PM8000）适配，主要由传感器、电缆和连接器匹配。	是	否	否
64	内镜中心	钳子管道开口阀	适配 Φ2.0 钳道	个	12.5	50	625	160. ★钳子管道开口阀材料说明：内镜医用耗材配件，胃肠镜钳子管道开口阀，适配采购人现有的设备（奥林巴斯 CF-290/GIF260）使用。	否	否	否
65	内镜中心	钳子管道送水管	适配奥林巴斯 OFP-2/3 内镜冲洗泵	个	475	10	4750	161. ★钳子管道送水管材料说明：内镜医用耗材配件，连接内镜副送水泵进行内镜检查送水工作，适配采购人现有的设备（奥林巴斯 CV-290）使用。	否	否	否
66	内镜中心	副送水管	适配奥斯巴林内镜 GIF/CF160-1500 系列，奥林巴斯 CF-290	套	660	5	3300	162. ★与软性胃镜、肠镜配套使用，通过内镜钳道插入，用于术中送水、冲洗黏膜、冲洗镜头、保持视野清晰，也可用于辅助送液、给药。适配采购人现有的设备（奥林巴斯 CF-290、内镜 GIF/CF160-1500 系列）使用。	否	否	否

67	内镜中心	吸引按钮	适配奥林巴斯胃镜 GIF, 肠镜 CF, 超声内镜 GF-UC 系列	个	741	30	22230	163. ★适配采购人现有的吸引器（奥林巴斯 CF-290）使用。	否	否	否
68	内镜中心	送气送水按钮	适配奥林巴斯胃镜 GIF, 肠镜 CF, 超声内镜 GF-UC 系列/	套	870	40	34800	164. ★适用于软性胃镜、肠镜操作部，控制内镜送气、送水功能，用于镜头冲洗、黏膜充气。适配采购人现有的设备（奥林巴斯 CF-290）使用。	否	否	否
69	内镜中心	一次性使用内镜喷洒管	适配奥林巴斯 MB-3 58 钳道阀	根	54	20	1080	165. ★产品主要由喷头、管身和手柄三部分组成。适配采购人现有的钳道阀（奥林巴斯 MB-358）使用。	是	否	否
70	内镜中心	灌洗管	适配奥林巴斯灌水管 OFP-2/3	根	788.5	10	7885	166. ★用于内镜下、外科术中或临床护理中对腔道、创面、组织间隙进行冲洗、灌洗、吸引、给药、排液等操作。适配采购人现有的设备（奥林巴斯 OFP-2/3）使用。	否	否	否
71	内镜中心	管道塞	适配内镜 GIF/CF 160-290 系列	个	304	10	3040	167. ★用于软性胃镜、肠镜、支气管镜等内镜活检管道开口（钳道口）的密封、封堵，防止清洗消毒过程中液体反流、漏气，保护内镜操作部。适配采购人现有的设备（奥林巴斯 GIF/CF 160-290 系列）使用。	否	否	否
72	内镜中心	管道开口清洗刷	刷柄：2300mm；刷柄直径 1.8mm，刷毛外径 6mm，刷头长度 5.3mm	个	95	20	1900	168. ★为重复性使用的管道开口清洗刷，支持 2.8mm 以上钳道口。适配采购人现有的设备（奥林巴斯 CF-290/GIF260）使用。	否	否	否
73	消毒供应中心	小药杯	40ml	个	1.8	20	36	169. ●304 不锈钢材质。	否	否	否
74	内镜中心	管道清洗刷	适用通道 2.0-4.2mm	根	228	30	6840	170. ●耐受温度：134℃ 高温高压灭菌（可反复消毒）。 171. ●耐用性：≥50 次清洗/灭菌循环（刷毛不变形）。 172. ●化学耐受性：耐戊二醛、过氧乙酸、含氯消毒剂物理。 173. ●特性：高柔性、不打结、易通过弯曲腔道。 174. ●无毒、无刺激、无致敏。	否	否	否
75	消毒供	组织镊	14CM 直型 2 钩	把	18	50	900	175. ●由一对尾部叠合的叶片组成。采用 304 不锈钢材	是	否	否

	应中心							料制成。非无菌提供。用于夹持人体组织。			
76	消毒供应中心	组织钳	16cm	把	48	60	2880	176. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供，用于钳夹组织。	是	否	否
77	消毒供应中心	组织剪	18cm	把	55	30	1650	177. ●由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于剪切人体组织、皮肤。	是	否	否
78	消毒供应中心	手术剪 1	18cm	把	55	20	1100	178. ●由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于剪切人体组织、皮肤。	是	否	否
79	消毒供应中心	持针钳 1	18cm 粗针	把	53	20	1060	179. ●由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹器械。	是	否	否
80	消毒供应中心	持针钳 2	16cm 粗针	把	65.2	20	1304	180. ●由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹器械。	是	否	否
81	消毒供应中心	手术剪 2	18cm 直尖	把	55	50	2750	181. ●由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于剪切人体组织、皮肤。	是	否	否
82	消毒供应中心	手术剪 3	16cm	把	44.5	50	2225	182. ●由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于剪切人体组织、皮肤。	是	否	否
83	消毒供应中心	不锈钢药杯 1	40ml 带刻度	个	1.8	200	360	183. ★304 不锈钢材质。	否	否	否
84	消毒供应中心	不锈钢药杯 2	60ml 带刻度	个	48	60	2880	184. ★304 不锈钢材质。	否	否	否
85	消毒供应中心	不锈钢药杯 3	120ml 带刻度	个	66	59	3894	185. ★304 不锈钢材质。	否	否	否
86	消毒供	白大口瓶	白大口 60ml	个	3.5	500	1750	186. ★磨口瓶，白色。	否	否	否

	应中心	(磨口瓶) 1									
87	消毒供应中心	白大口瓶 (磨口瓶) 2	500ml	个	4.8	4	19.2	187. ★磨口瓶，白色。	否	否	否
88	消毒供应中心	管腔清洗刷 1	直径 5mm*400mm	根	23	200	4600	188. ●用于软性内镜（胃镜、肠镜、支气管镜等）的活检管道、送气送水管道、附件管道内壁清洗、去污、清洁预处理，配合内镜清洗消毒机或手工清洗使用。	否	否	否
89	消毒供应中心	管腔清洗刷 2	直径 7mm*400mm	根	23	200	4600	189. ●用于软性内镜（胃镜、肠镜、支气管镜等）的活检管道、送气送水管道、附件管道内壁清洗、去污、清洁预处理，配合内镜清洗消毒机或手工清洗使用。	否	否	否
90	消毒供应中心	海绵钳	25cm 弯有齿头宽 10cm	把	28	5	140	190. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙，采用 304 不锈钢材料制成，非无菌提供。用于钳夹器械。	是	否	否
91	消毒供应中心	不锈钢弯盘 1	300ml	个	48	50	2400	191. ★304 不锈钢材质。	否	否	否
92	消毒供应中心	不锈钢弯盘 2	500ml	个	48	50	2400	192. ★304 不锈钢材质。	否	否	否
93	消毒供应中心	不锈钢换药碗 1	16cm	个	38	50	1900	193. ★304 不锈钢材质。	否	否	否
94	消毒供应中心	不锈钢换药碗 2	14cm	个	28	50	1400	194. ★304 不锈钢材质。	否	否	否
95	内镜中心	重复性使用清洁刷	适配≥2.8mm 通道	根	150	30	4500	195. ●用于医疗机构消毒供应中心、手术室、内镜室、口腔科等可重复使用医疗器械、管腔器械、手术器械、器械盒、管路等清洗、去污、预处理，可多次灭菌循环使用。	否	否	否
96	血液透析中心	不锈钢有盖方盘	15cm	个	25	2	50	196. ★304 不锈钢材质。	否	否	否
97	消毒供应中心	剪刀保护套	5cm*16cm	片	0.19	5000	950	197. ●用于尖锐器械的保护，如剪刀等。 198. ●自带器械定位孔，可以防止剪刀闭合。	否	否	否

								199. ●由透气卡纸制造。 200. ●保护套带四类化学指示剂标识。			
98	消毒供应中心	过氧化氢灭菌包外化学指示胶带	宽 20mm*长 35m	卷	95	10	950	201. ★产品为过氧化氢灭菌斑马胶带，可以适用于无纺布的封包，也可以用于包外化学指示。 202. ●产品有效期≥12 个月。 203. ★产品为一次性使用，不可重复使用。 204. ★产品的制造材料为非吸水性塑料材质。 205. ●方便操作，产品可以不使用切割器切断，可以徒手扯断胶带。	否	是	否
99	消毒供应中心	医疗器械喷雾型润滑防锈剂	250ml/瓶	瓶	160	10	1600	206. ●产品为医用水溶性润滑剂，产品清澈透明、不分层、无悬浮物、无沉淀、无异味、无色。用于检查打包时对医疗器械进行补充润滑防锈。 207. ●使用该产品后，干燥时间≤60s。 208. ●有效期≥36 个月。 209. ▲对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀（提供第三方检验检测机构出具的检验报告或检测报告影印件证明）。 210. ●产品不含荧光增白剂，甲醇含量<1mg/g，甲醛含量<0.1mg/g，砷含量（1%溶液中以砷计）<0.05mg/kg，重金属含量（1%溶液中以铅计）<1mg/kg（提供第三方检验检测机构出具的检验报告或检测报告影印件证明）。 211. ●产品低温试验（-10℃）无结晶、无沉淀；高温试验（40℃）不分层、不混浊、且不改变气味（提供第三方检验检测机构出具的检验报告或检测报告影印件证明）。 212. ●产品表面活性剂降解度应≥95%（提供第三方检验检测机构出具的检验报告或检测报告影印件证明）。 213. ●产品细菌菌落总数<10CFU/mL（提供第三方检验	否	是	否

								检测机构出具的检验报告或检测报告影印件证明）。 214. ●急性经口毒性为实际无毒、对皮肤无刺激、不引起皮肤变态反应（提供第三方检验检测机构出具的检验报告或检测报告影印件证明）。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--