

四、主要标的信息：

| 序号 | 产品名称 | 品牌规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
|----|----------------------|---|----|----|---------|-----------|
| 1 | 凝血酶原时间 | 10*10ml/盒 | 49 | 盒 | 1111.50 | 54463.50 |
| 2 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 10*10ml/盒 | 22 | 盒 | 1323.00 | 29106.00 |
| 3 | 氯化钙溶液 | 10*15ml | 15 | 盒 | 437.40 | 6561.00 |
| 4 | 纤维蛋白原 | 10*5ML | 48 | 盒 | 1693.80 | 81302.40 |
| 5 | 0V 缓冲液 | 10*15ML | 29 | 盒 | 211.50 | 6133.50 |
| 6 | 凝血酶时间 | 凝血酶时间测定试剂:10x5mL;缓冲液:1×50mL | 85 | 盒 | 423.00 | 35955.00 |
| 7 | D-二聚体 | 试剂 6×4mL; 缓冲液 6 × 5.0mL ; 补充试剂 6×2.6mL ; 样本稀释液 6×5.0mL; 校准品 2×1.0mL | 51 | 盒 | 9618.30 | 490533.30 |
| 8 | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 50ML×1 | 8 | 瓶 | 282.60 | 2260.80 |
| 9 | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 5L | 6 | 桶 | 3333.60 | 20001.60 |
| 10 | 凝血质控品 1 | 10*1.0ml | 10 | 盒 | 635.40 | 6354.00 |
| 11 | 凝血质控品 2 | 10*1.0ml | 10 | 盒 | 635.40 | 6354.00 |
| 12 | D-二聚体质控品 | 1)D-二聚体质控品 1 (INNOVANCE D-Dimer CONTROL 1) : 5×1mL; 2)D-二聚体质 | 5 | 盒 | 2116.80 | 10584.00 |



| | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|----|---|---------|-----------|
| | | 控品 2 (INNOVAN CE D-Dimer CONTROL 2) : 5×1mL。 | | | | |
| 13 | CS-5100 灯泡 | AW152784 | 1 | 个 | 2744.00 | 2744.00 |
| 14 | 校准品 | 10*1.0ml/盒 | 6 | 盒 | 1376.10 | 8256.60 |
| 15 | 反应杯 | 3000 个 | 80 | 箱 | 2646.00 | 211680.00 |
| 16 | 全自动血液凝固 分析装置清洗液 | 2L×1 | 80 | 盒 | 2070.00 | 165600.00 |
| 17 | 纤维蛋白原降解 产物物质控品 (含两 个水平) | 低浓度(L): 1mL×3 高 浓度(H): 1mL×3 | 16 | 盒 | 2415.00 | 38640.00 |
| 18 | 纤维蛋白原降解 产物校准品 | 3×1ml | 3 | 盒 | 1725.00 | 5175.00 |
| 19 | 纤维蛋白原降解 产物试剂盒 | P-FDP 缓冲 液 (P-FDP R1): 5mL×2 , P-FDP 胶乳液 (P-FDP R2): 5mL×2 | 51 | 盒 | 2737.00 | 139587.00 |

