

第四包（普通耗材类）采购清单及技术要求

序号	科室	★标的名称	★规格	★计量单位	★单价最高限价（元）	★拟需求数量（每年）	单项限价（元）	技术参数与性能指标	是否属于医疗器械	是否属于消毒产品	是否属于危险化学品
1	出入院处	一次性使用医用丁腈手套 1	无粉 S 50 副/盒	副	1.1	70000	77000	1. ●采用丁腈橡胶胶乳硫化制造。非无菌提供，一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。	是	否	否
2	出入院处	一次性使用医用丁腈手套 2	无粉 M 50 副/盒	副	1.1	50000	55000	2. ●采用丁腈橡胶胶乳硫化制造。非无菌提供，一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。	是	否	否
3	出入院处	抗菌洗手液(水洗) 洗手液	500ml	瓶	11	4000	44000	3. ★主要成分表面活性剂（去污）抗菌成分：醋酸氯己定、苯扎氯铵、PCMX、植物提取物等不含激素、不含重金属杀菌范围：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌有杀灭作用抑菌作用：洗手后具有持续抑菌效果 pH 值：中性温和，不伤皮肤泡沫细腻，易冲洗，无残留。	否	是	否
4	临床	医用超声耦合剂	250ml	瓶	3.5	6000	21000	4. ●不具备消毒功能，非无菌产品。改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上。	是	否	否
5	药剂	热封型平卷袋	400mm*200mm	卷	700	10	7000	5. ●热封式灭菌包装耗材，用于医疗器械灭菌、储存与无菌转运。	否	否	否
6	临床	软水盐	10KG/袋	袋	34.3	500	17150	6. ▲软水盐是钠离子(Na+)和氯离子，发挥软化水质的作用(Cl ⁻)。	否	否	否
7	临床	手术刀片 1	11#	片	0.34	13000	4420	7. ●有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。采用不锈钢材料制成。采用不锈钢材料制成。	是	否	否
8	临床	手术刀片 2	12#	片	0.34	2600	884	8. ●有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。采用不锈钢材料制成。采用不锈钢材料制成。	是	否	否

9	临床	手术刀片 3	15#	片	0.34	1200	408	9. ●有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。采用不锈钢材料制成。采用不锈钢材料制成。	是	否	否
10	临床	手术刀片 4	20#	片	0.34	6000	2040	10. ●有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。采用不锈钢材料制成。采用 316 不锈钢材料制成。	是	否	否
11	临床	手术刀片 5	23#	片	0.34	200	68	11. ●有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。采用不锈钢材料制成。采用 316 不锈钢材料制成。	是	否	否
12	临床	推车单	220cm*90cm	张	3.5	1900	6650	12. ●用于覆盖治疗车、器械车、护理推车、平车、担架材质：一次性无纺布。	否	否	否
13	临床	医用棉签 1	50 支/包	包	1.9	50	95	13. ●I 型，棉签由棉球和签杆组成，其中棉球采用由符合 YY/T0330-2015 标准的医用脱脂棉制成，签杆采用天然竹签制成；经环氧乙烷灭菌，无菌。	是	否	否
14	临床	医用棉签 2	10 支/包	包	0.23	400000	92000	14. ●I 型，棉签由棉球和签杆组成，其中棉球采用由符合 YY/T0330-2015 标准的医用脱脂棉制成，签杆采用天然竹签制成；经环氧乙烷灭菌，无菌。	是	否	否
15	临床	嗜热菌片	50 片/包	包	115.64	50	5782	15. ●适用于 121℃下排气、132~134℃预真空/脉动真空灭菌监测。	是	否	否
16	临床	弱碱性皮肤粘膜清洗消毒液	300ml/袋	袋	117.6	1	117.6	16. ●pH 值：7.5~8.5（弱碱性）可直接用于破损皮肤、口腔黏膜、阴道黏膜、创面、腔道兼具清洗+消毒双重功能无酒精、无碘、无醛、无酚类刺激性成分。	否	是	否
17	临床	中医定向透药仪用理疗电极片	40mm*48mm	袋	37.24	100	3724	17. ●本产品由导电铝箔或硅胶、医用胶带、隔离层组成。隔离层由离型纸或 PE 离型膜组成。使用时，贴附在理疗部位。配合中医定向透药治疗仪等仪器使用，将仪器输出的电刺激信号传导到人体皮肤表面。	是	否	否
18	临床	医用外固定夹板 1	带柱托板大中小	付	5.88	20	117.6	18. ●由高分子、铝合金、木质、塑料纱布非织造布等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。	是	否	否
19	临床	医用外固定夹板 2	高分子颈托大中小	副	24.5	80	1960	19. ●由高分子、铝合金、木质、塑料纱布非织造布等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。	是	否	否
20	临床	一次性使用医用橡	大/中/小	副	1.37	60000	82200	20. ●由橡胶胶乳组成，不透水性 AQL 值<2.5，表面残粉<10mg/dm ² 。	是	否	否

		胶检查手套						21. ●经钴 60 辐射灭菌。			
21	临床	舌钳保护套	30mm*24mm*4mm	个	5.8	200	1160	22. ●适用于蒸汽、环氧乙烷及过氧化氢低温等离子体等灭菌方式；医用级硅胶，耐高温高压灭菌。	否	否	否
22	临床	胎粪吸引管	T 型	个	34.3	10	343	23. ●适用于临床产科。对新生儿分娩过程吸入羊水胎粪引起呼吸窒息时，配合吸引导管，以手控负压进行快速清理。	否	否	否
23	临床	医用骨盆固定带	大中小	个	35	12	420	24. ●材质:弹力纤维或布类，功能粘扣或线带固定限位，松紧可调节。	是	否	否
24	临床	医用超声耦合贴片	2 只/盒	盒	54.88	5000	274400	25. ●灭菌消毒，润滑皮肤，排除超声干扰。	是	否	否
25	临床	热敏打印纸	50mm*20m	卷	2.55	92	234.6	26. ●环境温度小于 40 度，环境湿度小于 70%，避光。	否	否	否
26	临床	三导心电图记录纸	112mm*27m	卷	16	20	320	27. ●适用于心电图机记录数据，热敏打印，锡箔避光密封包装。	否	否	否
27	临床	橡胶输血胶管	内径 6mm*外径 9mm 30 米	米	1.86	300	558	28. ●橡胶制成，抗压耐磨具有弹力。	是	否	否
28	临床	免洗手消毒凝胶	500ml/瓶	瓶	20.58	565	11627.7	29. ▲乙醇：70% - 80% (v/v)，速干不粘手、不伤皮肤。透明凝胶，使用后无残留。	否	是	否
29	临床	组织固定液	15ml/瓶	瓶	2.1	10000	21000	30. ●适用于常规病理 HE 染色、免疫组化标本固定，执行医用病理试剂通用规范。	是	否	否
30	临床	一次性使用灭菌橡胶外科手套	6.5#/7#/7.5#/8#	双	2.25	2100	4725	31. ●产品由天然橡胶胶乳制成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。	是	否	否
31	临床	导光凝胶	3 克/支	支	69.8	1	69.8	32. ●用于光子治疗过程中隔热和导光，由卡波姆，甘油，纯化水，PH 调节剂组成。PH: 4.5-7.5，透光性能良好。	是	否	否
32	临床	咬嘴 1	过滤型	只	18	1200	21600	33. ●手术或检查时患者开口的辅助器械，由聚乙烯高	是	否	否

								分子材料制成。			
33	临床	咬嘴 2	气管插管中号	只	0.6	1300	780	34. ●手术或检查时患者开口的辅助器械，由聚乙烯高分子材料制成。	是	否	否
34	临床	检查手套	中号	袋	3.92	10000	39200	35. ●产品采用聚乙烯材料制成；经环氧乙烷灭菌，无菌。产品适用于临床护理、防护。	是	否	否
35	临床	医用脱脂棉	0.5g/个棉球	袋	0.44	20100	8844	36. ●产品采用符合 YY/T 0330-2015 的医用脱脂棉制成；经环氧乙烷灭菌，无菌。	是	否	否
36	临床	消毒泡腾片	100 片/瓶	瓶	5.39	900	4851	37. ●功能：杀灭化脓性球菌、肠道致病菌和医院感染常见细菌，并能灭活病毒。 38. ●适用范围：瓜果蔬菜、饮食具、一般物体表面及环境的消毒。	否	是	否
37	临床	防护口罩	N95	个	5.74	1000	5740	39. ●医用防护口罩由口罩体、鼻夹、口罩带组成，口罩体分为四层，外层和内层为聚丙烯纺粘无纺布制成，中间层为过滤层，由两层聚丙烯熔喷无纺布材料制成；鼻夹由 PP 包镀锌铁丝制成，口罩带由涤纶加氨纶制成；以非无菌和无菌两种形式提供。	是	否	否
38	临床	医用棉签 3	10 支/包	包	0.23	150000	34500	40. ●由棉头和签杆组成。其中，棉头采用医用脱脂棉制成，签杆采用竹签制成。	是	否	否
39	临床	医用棉签 4	20cm	包	1.25	1200	1500	41. ●由棉头和签杆组成。其中，棉头采用医用脱脂棉制成，签杆采用竹签制成。	是	否	否
40	临床	医用棉签 5	妇科用；25 小包/大包；	包	2.15	12000	25800	42. ●由棉头和签杆组成。其中，棉头采用医用脱脂棉制成，签杆采用竹签制成。	是	否	否
41	临床	一次性使用标本杯	30ml	只	0.04	40000	1600	43. ●标本杯主要材质为 PET。	否	否	否
42	临床	一次性使用接种环/接种杯	1ul/支,2000 支/包	箱	1606	30	48180	44. ●主要用于细菌/真菌标本的划线接种、菌落挑取、定量接种。	否	否	否
43	临床	一次性使用接种环	200 支/包	包	100	180	18000	45. ●主要用于细菌/真菌标本的划线接种、菌落挑取、定量接种。	否	否	否

44	临床	医疗废液收集装置	双瓶	台	370	10	3700	46. ●耐常规医用消毒液浸泡，可重复灭菌使用。	否	否	否
45	临床	墙式负压引流表	国标	个	123	2	246	47. ●用于连接中心负压系统，精准调节、显示、控制负压值，配合引流瓶/吸痰管使用。	否	否	否
46	临床	医用透气胶带	2.4cm*9.1m	卷	6.86	600	4116	48. ●医用透气胶带的背材（选用无纺布、水刺布、棉布、弹力布、帆布、PU、PE 构成）涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带，部分胶带涂胶面带有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。	是	否	否
47	临床	重复性心电电极	吸球/四肢夹	套	240	1	240	49. ●适用手术室、ICU、运动平板、动态心电监护、康复理疗心电监测，区别于一次性银氯化银贴片电极，金属材质可反复消毒使用。	是	否	否
48	临床	过氧乙酸消毒液残留测试纸	100 条/瓶	瓶	200	1	200	50. ●测试过氧消毒液残留值。	否	是	否
49	临床	纱布绷带	8cm*600cm	卷	3.2	4000	12800	51. ●带状或筒状，分为弹性或非弹性材料，不与创面直接接触。用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。	是	否	否
50	临床	弹力绷带（网状绷带）	10#	米	8.6	60	516	52. ●由聚酰胺纤维、聚氨酯纤维织物缝制而成，产品经环氧乙烷灭菌。	是	否	否
51	临床	呼吸机口鼻面罩	s, m, L	个	349.31	1	349.31	53. ●用于呼吸机，覆盖鼻和口，用于睡眠呼吸暂停、慢阻肺、呼吸衰竭等无创通气治疗。	是	否	否
52	门诊办公室	血压计	手动式，10 台/件	台	98	6	588	54. ●由主机、袖带及空气管组成。用于测量成人的血压、脉搏数及疑似心房颤动提示功能。	是	否	否
53	门诊办公室	注射器针盒	20ml	个	4.5	5	22.5	55. ●用于医疗机构一次性使用注射器、针头、输液针、采血针等锐器的收集、暂存、转运与无害化处理，防止针刺伤与交叉感染。形式：立式方形/圆形利器盒。	否	否	否

54	护理部	组织镊 1	12.5cm 直型 1*2 钩	把	20.7	6	124.2	56. ●通常由一对尾部叠合的叶片组成。采用 304 不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。用于夹持组织。	是	否	否
55	护理部	海绵钳 1	25cm 直有槽 10mm	把	86.2	3	258.6	57. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙，采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹器械。	是	否	否
56	护理部	不锈钢镊子筒	大号	个	27	5	135	58. ★304 不锈钢材质。	否	否	否
57	护理部	不锈钢量杯	500ml	个	34	20	680	59. ★304 不锈钢材质。	否	否	否
58	护理部	不锈钢油膏缸	10cm	个	17	3	51	60. ★304 不锈钢材质。	否	否	否
59	护理部	标识牌	标识空/满	个	12	20	240	61. ●材质：PVC 塑料。	否	否	否
60	护理部	出诊箱	16 寸	个	90	3	270	62. ●铝合金制品，用于收纳出诊医疗器械。	否	否	否
61	护理部	铝合金出诊箱	16 寸	个	90	1	90	63. ●铝合金制品，用于收纳出诊医疗器械。	否	否	否
62	护理部	灭灸罐	4#	个	26	2	52	64. ●用于熄灭燃烧的艾条、艾柱、雷火灸条。	否	否	否
63	护理部	酒精灯	250ml	个	8.5	5	42.5	65. ●高硼硅耐热玻璃，耐高温、温差骤变不易炸裂。	否	否	否
64	护理部	灭灸器	1*1	个	15	3	45	66. ●用于快速熄灭燃烧的艾条、艾柱、雷火灸条。	否	否	否
65	护理部	玻璃拔罐器	16pcs	套	59	1	59	67. ●以燃烧方式产生负压的罐状器具，用于拔罐疗法。	是	否	否
66	临床	手术剪 1	全部型号	个	44.5	5	222.5	68. ●由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于剪切人体组织、皮肤。	是	否	否
67	临床	医用镊 1	14cm 横齿	把	11.5	100	1150	69. ●产品由一对尾部叠合的叶片组成。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。产品用于夹持组织。	是	否	否
68	临床	医用镊 2	30cm 横齿	把	34.9	20	698	70. ●产品由一对尾部叠合的叶片组成。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。产品用于夹持组织。	是	否	否
69	临床	医用镊 3	12.5cm 横齿	把	12.7	20	254	71. ●产品由一对尾部叠合的叶片组成。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。产品用于夹持组织。	是	否	否
70	临床	医用镊 4	16cm 横齿	把	24	20	480	72. ●产品由一对尾部叠合的叶片组成。采用 304 不锈	是	否	否

								钢材材料制成。非无菌提供。产品用于夹持组织。			
71	临床	成人血压袖带	成人	个	142.5	30	4275	73. ●血压袖带由布套、气囊和接头组成。与无创血压设备配套使用，用于测量无创血压。	是	否	否
72	临床	血氧传感器（血氧探头）	成人指套式	根	450	2	900	74. ●主要由插头、电缆、探头组成。与兼容的血氧测量设备配套使用，用于血氧饱和度和脉率的测量。	是	否	否
73	临床	听诊器	双用耳挂	台	27	10	270	75. ●由听头（铝合金、锌合金、不锈钢）、导音管（PVC）、耳挂（铝合金、不锈钢）组成，对收集的声音进行（频率）非线性放大。用于收集和放大从心脏、肺部、动脉、静脉和其他内脏器官处发出的声音。	是	否	否
74	临床	医用电子体温计	通用型	支	58	100	5800	76. ●主要由外壳、液晶屏、传感器及控制电路组成。供测量人体体温。	是	否	否
75	临床	温湿度表	通用型	个	28	30	840	77. ●用于实时监测温湿度。	否	否	否
76	临床	眼用剪	全部型号	把	54	20	1080	78. ●由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。本产品以非无菌形式提供。用于剪切眼内组织。	是	否	否
77	临床	止血钳 1	14cm 弯全齿	把	88.2	15	1323	79. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹血管、分离组织以止血。	是	否	否
78	临床	止血钳 2	18cm 弯全齿	把	97.8	15	1467	80. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹血管、分离组织以止血。	是	否	否
79	临床	止血钳 3	16cm 弯全齿	把	88.2	15	1323	81. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹血管、分离组织以止血。	是	否	否
80	临床	止血钳 4	22cm 弯全齿	把	82.6	15	1239	82. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、	是	否	否

								杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹血管、分离组织以止血。			
81	临床	止血钳 5	26cm 弯全齿	把	102.8	15	1542	83. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹血管、分离组织以止血。	是	否	否
82	临床	止血钳 6	14cm 直全齿	把	58.8	15	882	84. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹血管、分离组织以止血。	是	否	否
83	临床	止血钳 7	20cm 直有钩	把	86.2	15	1293	85. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹血管、分离组织以止血。	是	否	否
84	临床	持针钳 1	16cm 粗针	把	65.2	15	978	86. ●由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹器械。	是	否	否
85	临床	持针钳 2	18cm 粗针	把	65.2	15	978	87. ●由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹器械。	是	否	否
86	临床	帕巾钳 1	14cm 尖头	把	63.5	15	952.5	88. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹器械。	是	否	否
87	临床	帕巾钳 2	11cm 尖头	把	88.2	15	1323	89. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹器械。	是	否	否
88	临床	组织镊 2	16cm 直形 1×2 钩	把	25	15	375	90. ●由一对尾部叠合的叶片组成。采用 304 不锈钢材料材料制成。非无菌提供。用于夹持人体组织。	是	否	否
89	临床	海绵钳 2	25cm 弯无齿头宽 12	把	89.6	5	448	91. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙，采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹器械。	是	否	否

90	临床	不锈钢药杯	Φ 50cm×50cm	只	12	50	600	92. ★304 不锈钢材质。	否	否	否
91	临床	手术剪 2	16cm 直圆	把	47.7	30	1431	93. ●由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于剪切人体组织、皮肤。	是	否	否
92	临床	组织剪 1	18cm 弯	把	57.3	21	1203.3	94. ●由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于剪切人体组织、皮肤。	是	否	否
93	临床	扎丝	Φ 1.0mm	卷	78	5	390	95. ●镀锌铁丝/包塑 PVC 扎丝，长度：100mm、120mm、150mm、200mm（可按需求组合），形态：直段扎丝/截断扎丝，表面光滑无毛刺。	否	否	否
94	临床	组织钳	14cm 普通头宽 5	把	76.35	15	1145.25	96. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供，用于钳夹组织。	是	否	否
95	临床	海绵钳 3	25cm 直无齿头宽 10	把	129.3	15	1939.5	97. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙，采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹器械。	是	否	否
96	临床	止血钳 8	18cm 直有钩	把	116.85	15	1752.75	98. ●由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于钳夹血管、分离组织以止血。	是	否	否
97	临床	手术剪 3	14cm 直尖	把	71.55	15	1073.25	99. ●由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于剪切人体组织、皮肤。	是	否	否
98	临床	组织剪 2	14cm 弯	把	71.55	15	1073.25	100. ●由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用 304 不锈钢材料制成。非无菌提供。用于剪切人体组织、皮肤。	是	否	否
99	临床	阴道扩张器 1	短嘴（手术用）	把	160	5	800	101. ●产品由上叶、下叶和卡钩组成；可重复使用。本产品以非无菌形式提供。用于露出阴道内部供检查。	是	否	否
100	临床	阴道扩张	长嘴（手术用）	把	160	5	800	102. ●产品由上叶、下叶和卡钩组成；可重复使用。本	是	否	否

		器 2						产品以非无菌形式提供。用于露出阴道内部供检查。			
101	临床	子宫探针	25cm	把	28	5	140	103. ●带有刻度尺的细棒。由金属或非金属材料制成。可重复使用。用于插入子宫腔内测量子宫的深度。	是	否	否
102	临床	取出勾	25cm	把	28	5	140	104. ●钩状器械，非无菌提供。	是	否	否
103	临床	废液收集装置	带负压真空压力表	套	135	20	2700	105. ●由医用 PC 聚碳酸酯积液瓶、医用硅胶密封盖/圈、医用 PVC 软管，医用塑料一体注塑的阀体组成，用于临床收集废液。	是	否	否
104	普通门诊材料库	碘甘油	20ml	瓶	9	10	90	106. ▲含有效碘 10g/L，辅料为碘化钾、甘油、水。用于口腔黏膜溃疡、牙龈炎及冠周炎的抑菌消毒。	否	是	否
105	普通门诊材料库	脱敏糊剂	120g	支	17.9	10	179	107. ●用于牙本质过敏症的脱敏治疗，封闭牙本质小管，缓解牙齿对冷、热、酸、甜及机械刺激引起的酸痛症状，适用于口腔科临床及家庭护理。包装形式：医用软管包装。 108. ▲含氟化物（如氟化钠、单氟磷酸钠）或硝酸钾、氯化钾等有效脱敏成分，可添加羟基磷灰石、生物活性玻璃等促进牙釉质再矿化成分，不含抗生素、不含激素，无刺激快速封闭牙本质小管，降低神经敏感性，缓解牙本质过敏症状具有再矿化、防龋、抗敏感作用。具有附着力，不易被唾液冲刷，口感温和无异味、不染色牙齿，pH 值中性或接近口腔生理环境。	是	否	否
106	超声医学科	载玻片	1-1.2mm	盒	4.8	70	336	109. ●适用于实验室显微镜操作，带磨砂材质。	否	否	否
107	影像科库房	医用红外干式激光胶片 1	规格（常用）14×17 英寸（35×43cm）、11×14 英寸、10×12 英寸、8×10 英寸包装：100/125/150 张/盒，明室装片	张	13.92	5000	69600	110. ●感光与波长感光波长：800 - 850nm（红外激光，830nm 标准），成像原理：红外激光热敏/银盐干式成像，非喷墨、非碳粉。 111. ★影像质量：最大光密度（Dmax）：≥3.0，最小灰雾密度（Dmin）：≤0.06，空间分辨率：≥500dpi（≥5.0LP/mm），灰阶位数：≥14bit（可分辨≥16 级灰阶），密度均匀性：偏差≤±0.15，成像色彩：黑白	是	否	否

								（灰白阶）。 112. ★材质结构片基：PET 聚酯（透明），PET 片基+红外银盐感光层+耐磨保护层，表面可书写、抗刮、防水、防粘连。 113. ★兼容适配 830nm 红外激光打印机（富士、柯达、爱克发、柯尼卡、自助取片机）走纸顺畅、卡纸率≤0.1%、打印无偏移、无白边。 114. ★稳定性与保存储存：-20℃~+50℃，湿度 30% - 80%有效期：≥24 个月；到货效期≥12 个月存档：≥10 年不褪色、不泛黄、不卷曲机械强度：拉伸强度≥110MPa，不易撕裂。 115. ★无有毒重金属（铅/镉/汞）打印无 VOC、无废液、无异味符合 YY/T 1796-2021《医用干式胶片专用技术条件》。			
108	影像科库房	医用红外干式激光胶片 2	规格（常用）14×17 英寸（35×43cm）、11×14 英寸、10×12 英寸、8×10 英寸	张	9.21	5000	46050	116. ●感光与波长感光波长：800 - 850nm（红外激光，830nm 标准），成像原理：红外激光热敏/银盐干式成像，非喷墨、非碳粉。 117. ●影像质量：最大光密度（Dmax）：≥3.0，最小灰雾密度（Dmin）：≤0.06，空间分辨率：≥500dpi（≥5.0LP/mm），灰阶位数：≥14bit（可分辨≥16 级灰阶），密度均匀性：偏差≤±0.15，成像色彩：黑白（灰白阶）。 118. ●材质结构片基：PET 聚酯（透明），PET 片基+红外银盐感光层+耐磨保护层，表面可书写、抗刮、防水、防粘连。 119. ★兼容适配 830nm 红外激光打印机（富士、柯达、爱克发、柯尼卡、自助取片机）走纸顺畅、卡纸率≤0.1%、打印无偏移、无白边。 120. ●稳定性与保存储存：-20℃~+50℃，湿度 30% -	是	否	否

								80%有效期：≥24 个月；到货效期≥12 个月存档：≥10 年不褪色、不泛黄、不卷曲机械强度：拉伸强度≥110MPa，不易撕裂。 121. ★无有毒重金属（铅/镉/汞）打印无 VOC、无废液、无异味符合 YY/T 1796-2021《医用干式胶片专用技术条件》。			
109	影像科	医用干式激光胶片 1	35cm×43cm	张	11.5	30000	345000	122. ★符合 YY/T 1796-2021《医用干式胶片专用技术条件》国家标准。 123. ●基本结构片基：医用级 PET 聚酯片基，厚度均匀，高强度、抗卷曲、抗拉伸。感光层：银盐干式感光涂层，微颗粒银盐（粒径≤0.05 μm）。表层：抗静电、防划伤、防水保护层，支持明室装片、不粘连。 124. ●尺寸误差：≤±0.5mm，边缘光滑无毛刺、无折痕。 125. ★成像性能（核心指标）空间分辨率：≥508dpi（39 μm 激光点）。灰阶位数：≥14bit（16384 级灰度）。最大光密度（Dmax）：≥3.2，黑度足够、不透光。灰雾密度（Dmin）：≤0.08，背景干净、无伪影。成像色彩：黑白，对比度适中、锐利度高。打印兼容性：适配主流品牌干式激光打印机（如富士、爱克发、柯尼卡、柯达等），明室装片、不曝光。 126. ★物理与稳定性拉伸强度：≥110MPa，不易断裂、卡纸率低。干燥速度：≤30 秒，出片即干、无粘连。保存期：≥24 个月（未开封）；成像后避光保存≥10 年不褪色。储存条件：温度 10℃~30℃、相对湿度 30%~70%，避光、防潮、防辐射。 127. ●外观质量表面平整、洁净、无划痕、无气泡、无脱涂、无拉丝。片基透明均匀、无波纹、无砂眼。	是	否	否
110	影像科	医用干式	20cm×25cm	张	7.61	12000	91320	128. ★符合 YY/T 1796-2021《医用干式胶片专用技术	是	否	否

		激光胶片 2						条件》国家标准。 129. ●基本结构片基:医用级 PET 聚酯片基,厚度均匀,高强度、抗卷曲、抗拉伸。感光层:银盐干式感光涂层,微颗粒银盐(粒径$\leq 0.05\mu\text{m}$)。表层:抗静电、防划伤、防水保护层,支持明室装片、不粘连。 130. ●尺寸误差: $\leq \pm 0.5\text{mm}$, 边缘光滑无毛刺、无折痕。 131. ★成像性能(核心指标)空间分辨率: $\geq 508\text{dpi}$ ($39\mu\text{m}$ 激光点)。灰阶位数: $\geq 14\text{bit}$ (16384 级灰度)。最大光密度 (D_{max}): ≥ 3.2, 黑度足够、不透光。灰雾密度 (D_{min}): ≤ 0.08, 背景干净、无伪影。成像色彩: 黑白, 对比度适中、锐利度高。打印兼容性: 适配主流品牌干式激光打印机(如富士、爱克发、柯尼卡、柯达等), 明室装片、不曝光。 132. ★物理与稳定性拉伸强度: $\geq 110\text{MPa}$, 不易断裂、卡纸率低。干燥速度: ≤ 30 秒, 出片即干、无粘连。保存期: ≥ 24 个月(未开封); 成像后避光保存≥ 10 年不褪色。储存条件: 温度 $10^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$、相对湿度 30%~70%, 避光、防潮、防辐射。 133. ●外观质量表面平整、洁净、无划痕、无气泡、无脱涂、无拉丝。片基透明均匀、无波纹、无砂眼。			
111	影像科	医用干式激光胶片 3	25cm×30cm	张	11.5	1	11.5	134. ★符合 YY/T 1796-2021《医用干式胶片专用技术条件》国家标准。 135. ●基本结构片基:医用级 PET 聚酯片基,厚度均匀,高强度、抗卷曲、抗拉伸。感光层:银盐干式感光涂层,微颗粒银盐(粒径$\leq 0.05\mu\text{m}$)。表层:抗静电、防划伤、防水保护层,支持明室装片、不粘连。尺寸误差: $\leq \pm 0.5\text{mm}$, 边缘光滑无毛刺、无折痕。 136. ★成像性能(核心指标)空间分辨率: $\geq 508\text{dpi}$	是	否	否

								(39 μm 激光点)。灰阶位数: ≥14bit(16384 级灰度)。最大光密度 (Dmax): ≥3.2, 黑度足够、不透光。灰雾密度 (Dmin): ≤0.08, 背景干净、无伪影。成像色彩: 黑白, 对比度适中、锐利度高。打印兼容性: 适配主流品牌干式激光打印机 (如富士、爱克发、柯尼卡、柯达等), 明室装片、不曝光。 137. ★物理与稳定性拉伸强度: ≥110MPa, 不易断裂、卡纸率低。干燥速度: ≤30 秒, 出片即干、无粘连。保存期: ≥24 个月 (未开封); 成像后避光保存 ≥10 年不褪色。储存条件: 温度 10℃~30℃、相对湿度 30%~70%, 避光、防潮、防辐射。 138. ●外观质量表面平整、洁净、无划痕、无气泡、无脱涂、无拉丝。片基透明均匀、无波纹、无砂眼。			
112	临床	一次性使用床罩 (推车单)	220cm*90cm	张	3.5	1000	3500	139. ●主要用于病床、平车、治疗推车、担架等的隔离防护。无纺布制成, 环氧乙烷灭菌。	否	否	否
113	临床	心电分体导联线病人端 (心电导联线)	三导联分体式	根	580	6	3480	140. ●由连接仪器的插头、主电缆、连接器、导联线和导联线按钮组成。 141. ●与监护仪、心电图机配套使用, 连接于仪器和电极之间, 用于传递自人体体表采集到的电生理信号。适配 12 针分体式心电接口监护仪。	是	否	否
114	临床	心电导联线	成人 5 导扣式	根	500	8	4000	142. ●由连接仪器的插头、主电缆、连接器、导联线和导联线按钮组成。 143. ●与监护仪、心电图机配套使用, 连接于仪器和电极之间, 用于传递自人体体表采集到的电生理信号。适配分体 12 针接口除颤监护仪。	是	否	否
115	消毒供应室	压力蒸汽灭菌生物指示剂	20 支/盒	盒	15	2	30	144. ▲由嗜热脂肪杆菌芽孢定量滴染在特殊滤纸上制备成的菌片与恢复培养基安瓿及塑料外管组成。 145. ●含菌量为 5×10^5cfu/片~5×10^6cfu/片。	否	是	否

								146. ●在 121℃±0.5℃饱和蒸汽作用下，存活时间≥3.9min，杀灭时间≤19 min，D 值≤1.3~1.9min。 147. ●适用于 121℃下排气式压力蒸汽灭菌器和 132℃~134℃预真空或脉动真空压力蒸汽灭菌器等各型压力蒸汽灭菌器效果的监测。			
116	临床	紫外线灯管 1	40w	根	40	6	240	148. ●用于紫外线消毒杀菌。	否	是	否
117	临床	紫外线灯管 2	30w	根	40	8	320	149. ●用于紫外线消毒杀菌。	否	是	否
118	临床	紫外线灯管 3	20W	根	35	30	1050	150. ●用于紫外线消毒杀菌。	否	是	否
119	消毒供应中心	吸引瓶	配件	个	24	10	240	151. ●玻璃材质，容量 5L。	是	否	否