

采购清单

序号	名称	数量	单位
1	氧氟沙星标准品	2	支
2	培氟沙星标准品	2	支
3	诺氟沙星标准品	2	支
4	洛美沙星标准品	2	支
5	环丙沙星标准品	2	支
6	恩诺沙星标准品	2	支
7	土霉素标准溶液	2	支
8	强力霉素（多西环素）标准品	2	支
9	甲硝唑标准品	2	支
10	甲硝唑-D4 同位素	2	支
11	氟甲砜霉素/氟苯尼考标准品	2	支
12	氟苯尼考胺标准品	2	支
13	氯霉素-D5 溶液标准物质	2	支
14	氟苯尼考胺-d3	2	支
15	甲醇中阿奇霉素	2	支
16	甲醇中阿奇霉素-d3	2	支
17	氟苯尼考-氟苯尼考胺混标溶液	2	支
18	甲醇中 8 种喹诺酮混标	2	支
19	乙腈中 4 种孔雀石绿/结晶紫混标	2	支
20	乙腈中 4 种孔雀石绿/结晶紫内标混标	2	支

21	甲醇	2	瓶
22	乙腈	2	瓶
23	乙腈	2	瓶
24	甲醇	4	瓶
25	甲酸	1	瓶
26	无水硫酸钠	4	瓶
27	氯化钠	2	瓶
28	十二水合磷酸氢二钠	1	瓶
29	乙二胺四乙酸二钠	1	瓶
30	BEH C18 液相色谱柱	1	根
31	高效除脂净化管	1	包
32	Oasis MCX 固相萃取柱	210	支
33	HLB 柱	9	盒
34	DiscoveryR DSC-18	1	瓶
35	离心管	2000	支
36	离心管	2000	支
37	滤纸	10	盒
38	液相用进样瓶（瓶+盖）棕色	1500	个
39	样品瓶盒	20	个
40	自封袋	10	包
41	丁腈乳胶手套	12	包
42	注射器	10	包

43	容量瓶	50	个
44	烧杯	10	个
45	烧杯	20	个
46	孔雀石绿（MG）标准溶液	2	支
47	结晶紫（GV）标准溶液	2	支
48	隐色孔雀石绿（LMG）标准溶液	2	支
49	隐色结晶紫（LGV）标准溶液	2	支
50	液相色谱柱 Origsil C18	1	支
51	标准品/孔雀石绿-D5 苦味酸盐同位素标准物质	2	支
52	标准品/隐色孔雀石绿-D6 同位素标准物质	2	支
53	甲醇中结晶紫-D6 标准物质	2	支
54	乙腈中隐色结晶紫-D6 标准物质	2	支
55	异丙醇	1	瓶
56	三氯乙酸	1	瓶
57	1-甲基-5-苯基-7-氯-1	3	支
58	1-甲基-5-苯基-7-氯-1-D5	2	支
59	C18 液相色谱柱	1	支
60	C18 固相萃取柱	3	袋
61	标准溶液：金刚烷胺	3	支
62	同位素内标溶液：金刚烷胺-D15	2	支
63	混合型阳离子交换固相萃取柱：Oasis MCX 固相萃取柱（60mg，3 mL）	2	袋
64	HMR-Lipid SPE 固相萃取柱	3	袋

65	BEH shield RP18 色谱柱	1	个
66	瓶口分液器	1	个
67	正丙醇	1	瓶
68	2, 6 二叔丁基对甲酚	1	瓶
69	125ml 分液漏斗（10 个）	10	个
70	角黄素标准品	2	瓶
71	色谱柱 C18, 4.6mm*250mm,5um	1	根
72	缓冲蛋白胨水	11	盒
73	缓冲蛋白胨水	2	盒
74	缓冲蛋白胨水	30	袋
75	缓冲蛋白胨水	3	盒
76	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素 Mlst	5	盒
77	克罗诺杆菌（阪崎肠杆菌）显色培养基平板	7	盒
78	胰蛋白胨大豆琼脂平板（TSA）平板	4	盒
79	克罗诺杆菌属核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1	盒
80	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA）	1	瓶
81	生理盐水	13	盒
82	生理盐水	16	盒
83	营养琼脂培养基	10	盒
84	乳平板计数琼脂（MPC 琼脂或嗜冷菌计数琼脂）	1	瓶
85	乳酸菌稀释液	2	盒
86	乳酸菌稀释液	2	盒

87	MC 琼脂培养基	1	瓶
88	MRS 琼脂培养基（莫匹罗星锂盐改良 MRS 琼脂培养基基础）	1	瓶
89	改良 MRS 培养基配套试剂（含莫匹罗星锂盐+半胱氨酸盐酸盐）	2	盒
90	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板	35	盒
91	胰酪胨大豆羊血琼脂平板(TSSB)	1	盒
92	蜡样芽胞杆菌毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒(目标基因 hblC、nheB 和 cesB)	1	盒
93	FB1 增菌液	10	盒
94	磷酸盐缓冲液（PBS）	3	盒
95	磷酸盐缓冲液（PBS）	3	盒
96	FB2 增菌肉汤	5	盒
97	单增李斯特氏菌显色平板	5	盒
98	OA 李斯特氏菌显色培养基平板	14	盒
99	PALCAM 平板	5	盒
100	含 0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂平板	3	盒
101	四硫磺酸钠煌绿增菌液	6	盒
102	RVS	6	盒
103	沙门氏菌显色培养基	10	盒
104	XLD 平板	9	盒
105	沙门氏菌血清（O、H)基因分型试剂盒（荧光PCR 法）	1	盒
106	革兰氏阴性菌药敏板（圆盘上机的 C1 板）	2	盒
107	革兰氏阴性菌药敏板（圆盘上机的 C2 板）	2	盒
108	0.1%蛋白陈水	5	袋

109	0.1%蛋白陈水	50	袋
110	弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）	6	盒
111	弯曲菌生化检测试剂盒	2	盒
112	弯曲菌菌种保存液	50	支
113	弯曲菌菌种运输培养基	50	支
114	哥伦比亚血平板	4	盒
115	空肠弯曲菌与结肠弯曲菌核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1	盒
116	空肠弯曲菌血清分型核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒（检测目标：HS:1、HS:2、HS:4、HS:19、HS:23/36、HS:41 及 HS:44）	1	盒
117	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）	1	盒
118	Baird-Parker 琼脂平板	21	盒
119	血琼脂平板	5	盒
120	金黄色葡萄球菌肠毒素基因多重实时 PCR 监测试剂盒	1	盒
121	金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸双重实时 PCR 监测试剂盒	1	盒
122	胰蛋白胨胆盐 X-葡萄糖醛酸苷（TBX）琼脂	3	瓶
123	金黄色葡萄球菌显色培养基平板	2	盒
124	7.5%氯化钠肉汤	6	盒
125	3%氯化钠碱性蛋白胨水	3	盒
126	3%氯化钠碱性蛋白胨水	25	盒
127	弧菌显色平板	26	盒
128	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板	3	盒
129	副溶血性弧菌 t1h/tdh/trh 三重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1	盒

130	营养肉汤	6	盒
131	肠道菌增菌肉汤	6	盒
132	麦康凯琼脂平板	53	盒
133	EMB 琼脂	1	盒
134	五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒(C 版本)	1	盒
135	EC 肉汤	2	盒
136	产志贺毒素大肠杆菌 (STEC)显色平板	1	盒
137	产志贺毒素大肠埃希氏菌 (stx1、stx2) 核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1	盒
138	VITEK2 革兰氏阴性细菌鉴定卡	4	盒
139	VITEK2 革兰氏阳性细菌鉴定卡	1	盒
140	VITEK2 芽孢杆菌鉴定试卡	5	盒
141	瓷珠冻存管	4	盒
142	医用外科口罩	300	包
143	一次性 10μL 无菌接种环	2	箱
144	一次性聚乙烯 (PE) 手套	200	包
145	灭菌橡胶外科手套 (6.5 号)	100	盒
146	灭菌橡胶外科手套 (7 号)	100	盒
147	一次性医用无纺布鞋套	28	包
148	一次性使用无菌手术衣	588	件
149	GVC 增菌液	10	盒
150	改良马铃薯葡萄糖琼脂 (mPDA) 平板	6	盒
151	PCFA 平板	6	盒

152	卵黄琼脂平板	6	盒
153	马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）平板	6	盒
154	一次性手术帽	50	袋
155	GVC 增菌液 BR 250g	1	瓶
156	GVC 增菌液配套试剂	2	盒
157	改良马铃薯葡萄糖琼脂基础（mPDA）	1	瓶
158	改良马铃薯葡萄糖琼脂配套试剂	1	盒
159	PCFA 增菌液基础	1	瓶
160	PCFA 培养基配套试剂	1	盒
161	马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA) BR	1	瓶
162	卵黄琼脂培养基基础 BR	1	瓶
163	50%卵黄液	2	盒
164	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒假单胞菌酵米面亚种核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1	盒
165	木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂	1	瓶
166	缓冲蛋白胨水（BPW）	1	瓶
167	四硫磺酸钠煌绿增菌液(TTB)基础 BR 250g	1	瓶
168	四硫磺酸钠煌绿增菌液配套试剂（碘液 2ml*5 支+煌绿 1ml*5 支 2*5 支）	1	盒
169	0.1%蛋白胨水 BR 250g	1	瓶
170	Preston 肉汤基础 250g	1	瓶
171	Preston 肉汤配套试剂 10 支	1	盒
172	Karmali 琼脂基础	1	瓶
173	Karmali 琼脂配套试剂	1	盒

174	哥伦比亚琼脂培养基	1	瓶
175	志贺氏菌增菌肉汤	1	瓶
176	志贺氏菌增菌肉汤配套试剂（新生霉素 125ug/支）10 支	1	盒
177	营养肉汤培养基（NB）	1	瓶
178	肠道增菌肉汤（E.E）	1	瓶
179	磷酸盐缓冲液	1	瓶
180	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP)	1	瓶
181	多粘菌素 B（MYP 及胰酪胨大豆多粘菌素 B 肉汤配套试剂）10000IU/支×10	1	盒
182	李氏增菌肉汤（FB1.FB2）基础	1	瓶
183	李氏增菌肉汤 FB1 配套试剂	1	瓶
184	李氏增菌肉汤 FB2 配套试剂	1	盒
185	PALCAM 琼脂基础	1	瓶
186	PALCAM 琼脂配套试剂	1	盒
187	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤基础（MLST）	1	瓶
188	万古霉素（改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤配套试剂）	1	盒
189	克罗诺杆菌（阪崎肠杆菌）显色培养基	1	瓶
190	胰酪大豆胨琼脂培养基(大豆酪蛋白琼脂培养基)（TSA）	1	瓶
191	7.5%氯化钠肉汤培养基	1	瓶
192	Baird-Parker 琼脂基础	1	瓶
193	血琼脂基础	1	瓶
194	碱性蛋白胨水	1	瓶
195	TCBS 琼脂	1	瓶

196	3%氯化钠碱性蛋白胨水	1	瓶
197	麦康凯琼脂培养基	1	瓶
198	BCYE 平板（军团菌生长平板）	1	盒
199	支原体肉汤培养基	1	盒
200	肺炎支原体培养基平板(含血清)	1	盒
201	包姜氏琼脂平板	2	包
202	木炭选择性琼脂平板	2	包
203	多功能病原体通用型核酸提取试剂(T849)	4	盒
204	肠道病原体多重核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）（检测项目：霍乱弧菌、产肠毒素及志贺毒素的大肠埃志贺菌、伤寒和副伤寒沙门菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森菌、甲肝病毒、戊肝病毒、心病毒、库赛病毒、峭病毒、人副肠孤病毒。）	2	盒
205	全国传染病肠道病原检测试剂盒（检测目标：霍乱弧菌、产肠毒素及志贺毒素的大肠埃希菌、志贺菌、伤寒和副伤寒沙门菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森菌、甲肝病毒、戊肝病毒、心病毒、库赛病毒、峭病毒、人副肠孤病毒）	7	盒
206	19 种呼吸道病原体多重核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）（检测项目：脑膜炎奈瑟菌、百日咳鲍特菌、白喉棒状杆菌、肺炎支原体、军团菌、鹦鹉热衣原体、侵袭性肺炎链球菌、侵袭性流感嗜血杆菌、高毒力肺炎克雷伯菌、A 族链球菌、B 组链球菌、曲霉菌、隐球菌、念珠菌、人博卡病毒、细小病毒 B19、水痘-带状疱疹病毒、多瘤病毒（BK，IC） ）。）	2	盒
207	全国传染病呼吸道多病原核酸检测试剂盒（检测目标：脑膜炎奈瑟菌、百日咳鲍特菌、白喉棒状杆菌、肺炎支原体、军团菌、鹦鹉热衣原体、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、肺炎克雷伯菌、A 族链球菌、B 族链球菌、曲霉菌、隐球菌、念珠菌、人博卡病毒、人细小病毒 B19、水痘-带状疱疹病毒、BK 多瘤病毒、JC 多瘤病毒）	7	盒
208	全国传染病自然疫源病原检测试剂盒（检测目标：鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、炭疽芽胞杆菌、鼻疽伯克霍尔德菌、类鼻疽伯克霍尔德菌、猪链球菌、钩端螺旋体（致病性）、乙型脑炎病毒、汉坦病毒、克里米亚-刚果出血热病毒、西尼罗病毒、发热伴血小板减少综合征病毒（新型布尼亚	5	盒

	病毒/大别班达病毒)、狂犬病毒、塔姆德病毒、伪狂犬病毒、塔黑纳病毒、淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒)		
209	高致病性肺炎克雷伯菌核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒 (检测目标: 肺炎克雷伯菌种属基因、iroB、magA、peg344、iucA、RmpA、RmpA2)	1	盒
210	福氏志贺氏菌血清分型核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒 (检测目标: 1a、1b、1c、2a、2b、3a、3b、4a、4b、5a、5b、X、Xv、Y 及 F6)	1	盒
211	白喉棒状杆菌 toxA/toxB 毒力基因双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1	盒
212	霍乱弧菌 ctxA/ctxB 毒力基因双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1	盒
213	霍乱弧菌通用型/O1 群/O139 群/ctx 基因四重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1	盒
214	产志贺毒素大肠埃希氏菌 (stx1、stx2、16SrDNA) 核酸三重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1	盒
215	军团菌 Lp1 分型核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1	盒
216	无菌低温冻存管	25	包
217	瓷珠冻存管	2	盒
218	改良磷酸盐缓冲液	1	盒
219	小肠结肠炎耶尔森氏菌显色平板	1	盒
220	Bolton 肉汤 (含羊血和抗生素)	1	盒
221	Karmali 琼脂平板	1	盒
222	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素 (mLST-Vm)	1	盒
223	克罗诺杆菌 (阪崎肠杆菌) 显色培养基平板	1	盒
224	RS 琼脂培养基平板	1	盒
225	艰难梭状芽孢杆菌显色平板	1	盒
226	胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂平板 (TSA-YE)	1	盒
227	空肠弯曲菌血清分型核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒 (检测目标: HS:1、HS:2、HS:4、HS:19、HS:23/36、HS:41 及 HS:44)	1	盒

228	空肠弯曲菌毒力基因多重实时荧光 PCR 检测试剂盒（检测目标：菌株致病性基因 hcp、virB、ciaB、ggt、cdtA、cdtB、cdtC 和格林-巴利综合征基因 cgtA、cgtB/wlaN、cstII）	1	盒
-----	---	---	---